



Imported by - Importé par:  
 GD import (Genius Ideas & Welllys)  
 190 chemin de la Frayère - 06530 Peymeinade - France  
[www.gdimport.com](http://www.gdimport.com)  
[www.genius-ideas.com](http://www.genius-ideas.com)  
[www.wellys-care.com](http://www.wellys-care.com)







En France: Emballages, papier, piles, meubles, textiles et articles électriques se recyclent.  
 Mettez ces éléments dans des poubelles adaptées ou en déchèterie spécialisée.



## Accessoires (Schéma A)

- A – Embout écouteur
- E – Support oreille flexible
- B – Embout oreillette
- F – Chargeur USB
- C – Clip pour vêtement
- G – Bouton on/off
- D – Branchement écouteur/chargeur USB
- H – Réglage volume



## 3 Modes d'utilisation(Schéma B)



**Mode d'emploi à lire impérativement avant utilisation. Transmettre à toute personne susceptible d'utiliser l'article. Ne convient pas aux enfants de moins de 12 ans et aux personnes ne pouvant maîtriser le fonctionnement.**

Les super oreillettes sont des appareils permettant d'optimiser l'écoute. Plus ou moins miniaturisées, elles proposent de filtrer le son pour le rendre plus cristallin avec un effet de profondeur. Avec leur volume réglable, elles offrent un confort supérieur pour suivre une conversation, écouter un programme télévisé avec un volume minimisé et entendre les sons de la nature.

#### MODE D'EMPLOI:

1. Positionner l'embout silicone désiré sur l'oreillette (Schéma A).
2. Tourner le bouton de volume à son minimum ou éteindre.
3. Insérer l'embout de l'oreillette dans l'oreille en s'assurant que l'appareil est bien placé. (Schéma B).
4. Ajustez le commutateur ON/OFF selon vos besoins: Commutez sur "LOW" pour amplifier les basses fréquences et sur "HI" pour amplifier les hautes fréquences.

NOTE: Pour un meilleur rendu, notez qu'il ne faut pas être trop proche de la source de son que vous souhaitez amplifier.

5. Augmenter progressivement le réglage jusqu'à l'obtention d'un résultat satisfaisant.

Retirer l'appareil en cas de larsen (son aigu) et reprendre à l'étape 2.

#### Appareil rechargeable avec chargeur USB:

La super oreillette de type G se recharge avec son adaptateur USB :

1. Connecter l'adaptateur USB (Figure F) fourni à votre appareil puis à un ordinateur ou un convertisseur USB classique.
2. Utiliser seulement l'adaptateur USB fourni. Sinon vous risquez d'endommager le produit.
3. Pour recharger l'oreillette, positionner l'appareil sur "OFF".
4. Lorsque l'oreillette est en charge, la led devient rouge. Le temps de chargement complet peut varier de 12 à 14 heures.

#### Entretien:

Câble USB et unité principale: Nettoyage avec un chiffon doux et humide. S'assurer d'un parfait séchage avant de reconnecter le chargeur sur secteur (risque de choc électrique).

Embouts silicone: Nettoyage à l'eau tiède et savonneuse, puis rinçage et séchage méticuleux.

#### Avertissement:

1. Cet appareil n'est pas étanche. Par conséquent, l'utilisateur doit faire attention à ne pas laisser de l'eau y pénétrer (y compris la pluie). Dans le cas où l'eau pénètre dans l'appareil, retirer la pile bouton et placer l'appareil dans un endroit chaud pour le sécher.

Les conséquences d'une exposition à l'eau ne sont pas prises en charge par la garantie.

2. Il est important d'augmenter le volume très progressivement pour éviter une augmentation brutale du débit.

3. Ce produit doit être utilisé de façon ponctuelle (maximum 2H) avec un volume raisonnable.

4. Ce produit est destiné à une utilisation en intérieur ou extérieur avec un environnement calme (de 40db à 60db). Il est interdit d'utiliser l'appareil à proximité d'une source de bruit dépassant les 70db (ex: Aspirateur, Télévision avec volume élevé, Rue très animée).

5. La fonction normale du produit peut être perturbée par de fortes interférences électromagnétiques dans des conditions d'essais CEM: 80-2700MHz, avec 3V/m à 1 kHz de modulation. Si c'est le cas, il suffit de réinitialiser le produit pour reprendre le fonctionnement normal en suivant le manuel d'instruction. Dans le cas où la fonction ne pouvait être reprise, merci de vous éloigner de la zone d'interférence.



CE PRODUIT N'EST EN AUCUN CAS UN CORRECTEUR DE SURDITE ET N'EST PAS APPROPRIÉ À UNE PERSONNE SOUFFRANT DE PROBLÈME D'AUDITION MOYEN À SEVÈRE. SI TEL EST VOTRE CAS, IL CONVIENT DE RETOURNER CET ARTICLE ET DE CONSULTER UN SPÉCIALISTE DE L'AUDITION QUI VOUS APPORTERA UNE SOLUTION APPROPRIÉE ET SUR MESURE.

CET APPAREIL N'EST DESTINÉ QU'À AMÉLIORER LA SONORITÉ D'UNE DISCUSSION OU D'UN PROGRAMME TV EN APPORTANT UNE ÉCOUTE DIFFÉRENTE DONT LE VOLUME PEUT ÊTRE SENSIBLEMENT AMPLIFIÉ (MAX. +20/25DB).

Tout comme un baladeur musical: À PLEINE PUISSANCE ET DANS UN ENVIRONNEMENT DE PLUS DE 70db, L'ÉCOUTE PROLONGÉE DE LOREILLETTE PEUT ENDOMMAGER L'AUDITION DE L'UTILISATEUR. UTILISER À VOLUME MODÈRE DURANT MAXIMUM 2H.

#### GB - SUPER EAR "BLUELOOK 3IN1"

Please carefully read through the operating instructions prior to using the device for the first time and store these instructions in a safe place. The instructions are to accompany the device if it is passed on to others. This device is not designed to be used by persons (including children) with impaired physical, sensory or mental abilities or those lacking experience and/or knowledge unless they are supervised by a person responsible for their safety or received instructions on how to use the device from them.

The hearing amplifier is a great device to optimize your hearing. More or less miniaturized, it filters the sound to make it more crystalline and profound. With its adjustable volume it offers superior comfort to follow a conversation, listen to a television program with a minimized volume and hear the sounds of nature.

#### Instructions:

1. Place the desired silicone cap on the hearing amplifier or on the earphone according to the mode of intended use (see diagram A).
2. Turn the volume to minimum.
3. Insert the tip of the headset into your ear, ensuring that the device is properly positioned (see diagram B).

4. Adjust the ON/OFF switch according to your individual needs:

Switch to "LOW" for amplification of lower audio frequencies

Switch to "HI" for amplification of higher audio frequencies

NOTE: To experience the difference of these two modes, please note that you should not be within close proximity of the sounds you wish to amplify.

5. Gradually increase the setting until having received a satisfying result.

Remove the device in case of larsen (treble sound) and start again at step 2.

#### Rechargeable device with USB charger:

This super headset type G is rechargeable with the USB adapter.

1. Connect the USB adapter (Figure F) to your hearing amplifier and to a computer or standard USB converter.
2. Use only the supplied USB cable, otherwise you may damage the product.
3. To charge the headset, set the unit to "OFF".

4. When the headset is charging, the LED turns red. Full loading time may vary from 12 to 14 hours.

**Maintenance:**

USB cable and main unit: Clean with a soft damp cloth. Make sure it is completely dry before reconnecting the mains charger (electric shock). Silicone tips: Clean with warm soapy water, then rinse and thorough drying.

**Caution:**

1. This product is not waterproof. Consequently, the user has to pay attention not to let any water penetrate in it (including the rain). If some water penetrates into the sound zoomer, remove the button battery and place the product in a warm and dry place. The consequences of a water exposure are not included in the guarantee.
2. It is important to increase the volume very gradually to avoid a rough increase of the flow.
3. This product must be used in a punctual way (maximum 2 hours) and with a reasonable volume.
4. This product is intended for an indoor or outdoor use with a quiet environment (40db to 60db). It is forbidden to use the device near a noisy source exceeding 70db (ex: Hoover, television with high volume, very crowded street).
5. The normal function of the product may be disturbed by Strong Electro Magnetic Interference if under EMC testing condition of: 80-2700MHz, with 3V/m at 1kHz modulation. If so, simply reset the product to resume normal operation by following the instruction manual. In case the function could not be resumed, please keep away the interference area.



THIS PRODUCT DOESN'T REPAIR ANY EAR PROBLEM AND IS NOT SUITED FOR A PERSON SUFFERING OF A MEDIUM OR HIGH AUDITION PROBLEM. IF THIS IS YOUR CASE, YOU SHOULD RETURN THIS ARTICLE AND CONSULT A HEARING SPECIALIST WHO WILL PROVIDE YOU AN APPROPRIATE AND CUSTOM-MADE SOLUTION. THIS PRODUCT IS ONLY INTENDED TO IMPROVE THE TONE OF A DISCUSSION OR A TV PROGRAM BY BRINGING A DIFFERENT LISTENING WITH AN APPRECIABLY AMPLIFIED VOLUME (MAX. +20 / 25DB). LIKE A MUSIC PLAYER: A FULL POWER USE, A NOISY ENVIRONMENT (MORE THAN 70db), OR A TOO LONG LISTENING EXPOSURE CAN DAMAGE THE USER'S EAR. USE WITH A MODERATED VOLUME FOR MAXIMUM 2 HOURS.



FR - Mise au rebut de l'appareil : La directive Européenne 2012/19/UE sur les déchets des Equipements électriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

GB - This product is labelled in accordance with European Directive 2012/19/EU concerning used electrical and electronic appliances (WEEE). Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste, use separate collection facilities. Contact your local government for information regarding the collection systems available. If electrical appliances are disposed of in landfills or dumps, hazardous substances can leak into the groundwater and get into the food chain, damaging your health and well-being.



FR - Les piles et les accus ne doivent pas être éliminés dans les ordures ménagères normales. En tant que consommateur final, vous êtes contraint par la loi de rendre/éliminer correctement les piles usées. Après usage, vous pouvez rapporter gratuitement les piles là où vous les avez achetées ou à proximité de chez vous (p. ex. dans des centres de récupération du commerce ou dans les centres communaux).

GB - Batteries and storage batteries must not be disposed of in normal household waste. As the end user you are legally responsible for returning or properly disposing of the batteries. After use you can return the batteries to the place where you bought them free of charge (e. g. at the collection point in the shop or at local authority collection points).