

3 IN 1 ACUPRESSURE PEN

Item No: M730 / 626670

Instructions for Use

v001: 13/05/2024

Java
wellness

ENGLISH INSTRUCTIONS



Power Details: Battery Type & details: 1xAA
Voltage details: DC 1.5V
Included / Not Included: Not Included


**ALWAYS USE ALKALINE BATTERIES.
DO NOT USE LITHIUM BATTERIES.**

Accessories: N/A

Please read this instruction manual thoroughly before starting and ensure you are familiar with the operation of your new 3 IN 1 ACUPRESSURE PEN

The meridian pen adopts human bioelectric pulse therapy and automatic acupoint seeking massage. The electric pulse stimulates the acupoints to stimulate cells and dredge the meridians. The current is conducted by hand and forms a backflow with the front section of the pen head of the meridians. Therefore, it is necessary to contact the backflow sheet at the handle of the machine. There is a slight numbness in the position of the hand. This is the normal phenomenon of bioelectric backflow of human body. Increasing the area of holding the reflux sheet can appropriately reduce the numbness.

[correctly use the acupuncture pen for others] while the helper holds the acupuncture pen, the other hand should contact the body skin of the user, otherwise the bioelectric circuit cannot be formed: The current intensity increases step by step from low to high (digital display 0 - no intensity, standby for 3-5 seconds and automatic shutdown; display 1 – lowest intensity, display 9 - maximum intensity) until it reaches the intensity acceptable to the user.



1. Usage.

- 1) First, open the battery cover (as shown in the figure) and install the 1.5v 1xAA battery into the battery slot, and then tighten the back cover.
- 2) Use on skin:

- a) Before use, apply the gel to the body area, directly reaching the deep layer of the skin, locking in moisture, lubricating the skin, and allowing the three metal heads of the round cap, ball, and point to slide freely on the skin, increasing comfort.
- b) When it is turned on, press the "+" key, and the display will show "0". When it is pressed to 1, the indicator is flashing, indicating that it is working, then hold the machine reflux sheet, gently touch the probe of the pen on the human skin, and slowly slide and massage.
- c) The number has 0 - 9 ten numbers to show the strength of electric pulse scraping ("1" is the weakest and "9" is the strongest ") to increase the size, just press " + " " - "
- d) After use, please press the "0" key back and it will go out in 5 seconds.

3) Laser usage

When on, press and hold the "+" key for 3 seconds. At this time, the laser flashes, indicating that the laser is working Press and hold the "" - "key for 2 seconds. At this time, the laser is off

2. Precautions

The safety category of this product is BF type of internal power supply

- 1) Environmental protection: for relevant wastes (such as failed batteries and scrapped hosts), please don't throw them everywhere.
 - 2) When not in use for a long time, take out the battery to prevent liquid leakage from damaging the host
 - 3) Please do not open the host to repair it by yourself, otherwise the company will not be responsible for any consequences
 - 4) Never use the following electronic medical devices
 - (1) Pulse regulator and other in vivo transplanted medical electronic instruments
 - (2) Artificial heart, lung and other life sustaining medical electronic devices
 - (3) ECG recorder and other wearable medical electronic instruments.
 - 5) Under the following circumstances, please consult your doctor before use
 - (1) Patients with acute diseases
 - (2) Patients with malignant tumors
 - (3) Patients with infectious diseases
 - (4) Pregnant women
 - (5) Patients with severe heart disease
 - (6) Patients with abnormal blood pressure
 - (7) Patients with skin perception disorder or abnormal skin.
 - (8) Other patients who are receiving treatment and have caused accidents, especially when they feel physically abnormal.
- Be careful
- (1) Do not use with electronic devices.
 - (2) Do not use it for children with unconscious or unconscious expression. There is a risk of accidents or physical discomfort
 - (3) Do not use it in the bathroom or other places with high humidity, or use it while bathing, it will be strongly stimulated
 - (4) Do not use while driving. There is a risk of accidents and trouble caused by strong stimulation.
 - (5) Do not use if it irritates the skin and targets other than meridians

3. Main technical parameters

- 1) Power supply: DCL 5V; One No. 5 battery
- 2) Output: 3.7v; 300mA $\pm$ 50mA
- 3) Pulse frequency: 0.01 -300hz
- 4) Pulse width: 100ps-320 PS
- 5) Open circuit output electronic pulse voltage peak: 0-360V
- 6) Maximum output amplitude: 500 Ω load voltage is 3.3V

4. Equipment composition

Main engine, metal head and fuselage.

5. Instrument cleaning, disinfection and sterilization

1) Instrument cleaning

Remove the battery.

Use a soft brush to remove dust, hair and debris.

Wipe the surface with a clean, damp cloth that does not drip. It is recommended that the instrument be thoroughly cleaned after multiple use.

2) Disinfection and sterilization

Wipe the surface of the instrument repeatedly with cotton wool soaked in medical alcohol. After wiping, let it dry until the alcohol smell dissipates.

WARNINGS AND SAFETY INSTRUCTIONS:

WHEN USING ANY APPLIANCE, BASIC SAFETY PRECAUTIONS SHOULD ALWAYS BE FOLLOWED:

- READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE.
- FOR DOMESTIC INDOOR.
- NOT FOR COMMERCIAL USE.
- BEFORE USE, CHECK THOROUGHLY FOR ANY DEFECTS AND DO NOT USE IF DEFECTS ARE FOUND. TAKE CARE NOT TO DROP THE APPLIANCE AS HEAVY IMPACTS MAY CAUSE INTERNAL DAMAGE.
- THE USE OF ANY ACCESSORY OR ATTACHMENTS NOT RECOMMENDED BY COOPERS OF STORTFORD MAY CAUSE INJURIES AND INVALIDATE ANY WARRANTY YOU MAY HAVE.
- DO NOT PLACE ON OR NEAR HEAT SOURCES.
- DO NOT COVER THE ITEM IN ANY WAY WHEN IN USE AS THIS MAY CAUSE OVERHEATING.
- DO NOT USE THIS APPLIANCE FOR ANY OTHER USE THAN THE INTENDED USE IT IS DESIGNED FOR.
- DO NOT LEAVE SWITCHED ON OR UNATTENDED.

BATTERIES

- **ALWAYS USE ALKALINE BATTERIES. DO NOT USE LITHIUM BATTERIES.**



- **BATTERY WARNING: KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. IF SWALLOWED OR PLACED INSIDE ANY PART OF THE BODY SEEK IMMEDIATE MEDICAL ATTENTION.**
- INSTALL BATTERIES IN ACCORDANCE WITH ITS POLARITY SYMBOLS. DO NOT FIT BATTERIES IN REVERSE.
- DO NOT SHORT CIRCUIT THE BATTERY TERMINALS.
- REMOVE THE BATTERIES IF LEFT FOR LONG PERIODS.
- **KEEP BATTERIES AWAY FROM CHILDREN AND PETS.**
- DO NOT MIX USED AND NEW BATTERIES.
- **NEVER DISPOSE OF BATTERIES IN A FIRE.**
- BATTERY DISPOSAL, SPENT OR EXPIRED BATTERIES MUST BE DISPOSED OF AND RECYCLED IN COMPLIANCE WITH YOUR LOCAL AUTHORITY REGULATIONS.
- FOLLOW THE BATTERY MANUFACTURER'S SAFETY, USAGE, AND DISPOSAL INSTRUCTIONS.

CARE AND CLEANING INSTRUCTIONS

- ALWAYS SWITCH OFF AND REMOVE BATTERIES BEFORE CLEANING.
- DO NOT IMMERSE IN WATER.
- DO NOT USE ABRASIVE CLEANERS OR SHARP UTENSILS TO CLEAN THIS APPLIANCE.
- WIPE SURFACES WITH A SOFT DRY CLOTH. DRY THOROUGHLY BEFORE FURTHER USE.

- STORE THE APPLIANCE IN A COOL, DRY PLACE.

BATTERY DISPOSAL

- SPENT OR EXPIRED BUTTON CELLS MUST BE DISPOSED SAFELY AWAY FROM CHILDREN ACCESS AND RECYCLED IN COMPLIANCE WITH YOUR LOCAL AUTHORITY REGULATIONS.
- FOLLOW THE BATTERY MANUFACTURER'S SAFETY, USAGE, AND DISPOSAL INSTRUCTIONS.

DISPOSAL

- Coopers of Stortford use recyclable or recycled packaging where possible.
- Please dispose of all packaging, paper, cartons in accordance with your local authority recycling regulations.
- At the end of the product's lifespan please check with your local council authorised household waste recycling centre for disposal.
- Plastics, polybags – this is made from the following recyclable plastic.



Code & Symbol	 OTHER
Type of Plastic	Please Specify (includes ABS, Nylon)

GERMAN INSTRUCTIONS



Details zur Leistung: Batterie Typ & Details: 1xAA
Angaben zur Spannung: DC 1,5V
Mitgeliefert / Nicht mitgeliefert: Nicht im Lieferumfang enthalten


Zubehör: K/A

**VERWENDEN SIE IMMER ALKALIBATTERIEN.
VERWENDEN SIE KEINE LITHIUM-BATTERIEN.**

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch und machen Sie sich mit der Bedienung Ihres neuen 3 IN 1 ACUPRESSURE PEN vertraut

Der Meridian-Stift nutzt die menschliche bioelektrische Impulstherapie und die automatische Akupunkturpunkt-Massage. Der elektrische Impuls stimuliert die Akupunkturpunkte, um die Zellen zu stimulieren und die Meridiane auszugraben. Der Strom wird von Hand geleitet und bildet einen Rückfluss mit dem vorderen Teil des Stiftkopfes der Meridiane. Daher ist es notwendig, das Rückflussblatt am Griff des Geräts zu berühren. Es entsteht ein leichtes Taubheitsgefühl in der Position der Hand. Dies ist das normale Phänomen des bioelektrischen Rückflusses im menschlichen Körper. Eine Vergrößerung der Fläche, auf der das Rückflussblatt gehalten wird, kann das Taubheitsgefühl angemessen reduzieren.

[Während der Helfer den Akupunkturstift hält, sollte die andere Hand die Körperhaut des Benutzers berühren, da sonst der bioelektrische Stromkreis nicht gebildet werden kann: Die Stromintensität erhöht sich schrittweise von niedrig bis hoch (Digitalanzeige 0 - keine Intensität, Standby für 3-5 Sekunden und automatische Abschaltung; Anzeige 1 - niedrigste Intensität, Anzeige 9 - maximale Intensität), bis sie die für den Benutzer akzeptable Intensität erreicht.



1. Verwendung.

1) Öffnen Sie zunächst die Batterieabdeckung (wie in der Abbildung gezeigt) und legen Sie die 1,5 V 1xAA-Batterie in den Batterieschacht ein, und schließen Sie dann die hintere Abdeckung.

2) Anwendung auf der Haut:

A. Tragen Sie das Gel vor der Anwendung auf den Körperbereich auf. Es erreicht direkt die tiefe Hautschicht, schließt die Feuchtigkeit ein, schmiert die Haut und lässt die drei Metallköpfe der runden Kappe, der Kugel und der Spitze frei auf der Haut gleiten, was den Komfort erhöht.

B. Wenn es eingeschaltet ist, drücken Sie die Taste „+“, und das Display zeigt „0“. Wenn es auf 1 gedrückt wird, blinkt der Indikator, was anzeigt, dass es funktioniert, dann halten Sie die Maschine Reflex Blatt, berühren sie sanft die Haut mit dem Massagekopf, und gleiten Sie langsam über die Haut und massieren Sie

sie.

C. Die Nummer hat 0 - 9 zehn Ziffern, um die Stärke des elektrischen Impulses zu regulieren („1“ ist die schwächste und „9“ ist die stärkste „), um die Größe zu erhöhen, drücken Sie einfach , + ‘ , - ‘

D. Nach dem Gebrauch drücken Sie bitte die Taste „O“ zurück und es erlischt in 5 Sekunden.

3) Lasereinsatz

Wenn eingeschaltet, halten Sie die Taste „+“ 3 Sekunden lang gedrückt. In diesem Moment blinkt der Laser und zeigt an, dass der Laser in Betrieb ist. Halten Sie die Taste „-“ 2 Sekunden lang gedrückt. Zu diesem Zeitpunkt ist der Laser ausgeschaltet.

2. Vorsichtsmaßnahmen

Die Sicherheitskategorie dieses Produkts ist BF Typ der internen Stromversorgung

1) Umweltschutz: Entsprechende Abfälle (wie defekte Batterien und ausranierte Hosts) bitte nicht überall hinwerfen.

2) Wenn Sie die Batterie längere Zeit nicht benutzen, nehmen Sie sie heraus, um zu verhindern, dass auslaufende Flüssigkeit das Gehäuse beschädigt.

3) Bitte öffnen Sie den Stift nicht, um ihn selbst zu reparieren, andernfalls übernimmt das Unternehmen keine Verantwortung für etwaige Folgen

4) Verwenden Sie niemals mit den folgenden elektronischen medizinischen Geräte

(1) Impulsregler und andere in vivo transplantierte medizinische elektronische Instrumente

(2) Künstliches Herz, künstliche Lunge und andere lebenserhaltende medizinische elektronische Geräte

(3) ECG-Rekorder und andere tragbare medizinische elektronische Geräte.

5) Unter den folgenden Umständen konsultieren Sie bitte vor der Anwendung Ihren Arzt

(1) Patienten mit akuten Erkrankungen

(2) Patienten mit bösartigen Tumoren

(3) Patienten mit Infektionskrankheiten

(4) Schwangere Frauen

(5) Patienten mit schweren Herzerkrankungen

(6) Patienten mit abnormalem Blutdruck

(7) Patienten mit Hautwahrnehmungsstörung oder anormaler Haut.

(8) Andere Patienten, die in Behandlung sind und Unfälle verursacht haben, insbesondere wenn sie sich körperlich abnormal fühlen.

Vorsichtig sein

(1) Nicht mit elektronischen Geräten verwenden.

(2) Verwenden Sie es nicht für Kinder mit unbewusstem oder unbewusstem Ausdruck. Es besteht die Gefahr von Unfällen oder körperlichem Unwohlsein

(3) Verwenden Sie es nicht im Badezimmer oder an anderen Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit, oder beim Baden, es wird stark stimuliert werden

(4) Verwenden Sie das Gerät nicht beim Autofahren. Es besteht die Gefahr von Unfällen und Problemen, die durch starke Stimulation verursacht werden.

(5) Nicht verwenden, wenn es die Haut reizt und andere Ziele als Meridiane

3. Wichtigste technische Parameter

1) Stromversorgung: DCL 5V; Eine Nr. 5 Batterie

2) Ausgang: 3,7v; 300mA $\pm$ 50mA

3) Pulsfrequenz: 0,01 -300hz

4) Impulsbreite: 100 μ s-320 PS

5) Leerlaufausgang elektronische Pulsspannung Spitze: 0-360V

6) Maximale Ausgangsamplitude: 500 Ω Lastspannung beträgt 3,3V

4. Zusammensetzung der Ausrüstung

Hauptmotor, Metallkopf und Rumpf.

5. Reinigung, Desinfektion und Sterilisation von Instrumenten

1) Reinigung des Geräts

Nehmen Sie die Batterie heraus.

Verwenden Sie eine weiche Bürste, um Staub, Haare und Verunreinigungen zu entfernen.

Wischen Sie die Oberfläche mit einem sauberen, feuchten, nicht tropfenden Tuch ab. Es wird empfohlen, das Instrument nach mehrmaligem Gebrauch gründlich zu reinigen.

2) Desinfektion und Sterilisation

Wischen Sie die Oberfläche des Instruments wiederholt mit einem in medizinischem Alkohol getränkten Wattebausch ab. Nach dem Abwischen trocknen lassen, bis sich der Alkoholgeruch verflüchtigt hat.

WARN- UND SICHERHEITSHINWEISE:

BEI DER VERWENDUNG EINES GERÄTS SOLLTEN IMMER GRUNDLEGENDE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN GETROFFEN WERDEN:

- VOR GEBRAUCH ALLE ANWEISUNGEN LESEN.
- FÜR DEN HÄUSLICHEN INNENBEREICH.
- NICHT FÜR DEN GEWERBLICHEN GEBRAUCH.
- VOR DEM GEBRAUCH GRÜNDLICH AUF MÄNGEL ÜBERPRÜFEN UND BEI MÄNGELN NICHT VERWENDEN. ACHTEN SIE DARAUF, DAS GERÄT NICHT FALLEN ZU LASSEN, DA SCHWERE STÖSSE INNERE SCHÄDEN VERURSACHEN KÖNNEN.
- DIE VERWENDUNG VON ZUBEHÖR ODER ANBAUTEILEN, DIE NICHT VON COOPERS OF STORTFORD EMPFOHLEN WERDEN, KANN ZU VERLETZUNGEN FÜHREN UND DIE GARANTIE UNGÜLTIG MACHEN.
- NICHT AUF ODER IN DER NÄHE VON WÄRMEQUELLEN AUFSTELLEN.
- DECKEN SIE DAS GERÄT NICHT AB, WENN ES IN BETRIEB IST, DA DIES ZU ÜBERHITZUNG FÜHREN KANN.
- VERWENDEN SIE DIESES GERÄT NICHT FÜR ANDERE ZWECKE ALS DIE, FÜR DIE ES BESTIMMT IST.
- NICHT EINGESCHALTET ODER UNBEAUF SICHTIGT LASSEN.

BATTERIEN

- **VERWENDEN SIE IMMER ALKALIBATTERIEN. VERWENDEN SIE KEINE LITHIUM-BATTERIEN.**



- **BATTERIEWARNUNG: AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN. BEI VERSCHLUCKEN ODER EINDRINGEN IN EINEN KÖRPERTEIL SOFORT EINEN ARZT AUFSUCHEN.**
- SETZEN SIE DIE BATTERIEN ENTSPRECHEND DEN POLARITÄTSSYMBOLN EIN. BATTERIEN NICHT VERKEHRT HERUM EINLEGEN.
- SCHLIESSEN SIE DIE BATTERIEPOLE NICHT KURZ.
- ENTFERNEN SIE DIE BATTERIEN, WENN SIE SIE FÜR LÄNGERE ZEIT NICHT BENUTZEN.
- **BATTERIEN VON KINDERN UND HAUSTIEREN FERNHALTEN.**
- MISCHEN SIE KEINE GEBRAUCHTEN UND NEUEN BATTERIEN.
- **ENTSORGEN SIE BATTERIEN NIEMALS IM FEUER.**
- BATTERIEENTSORGUNG, VERBRAUCHTE ODER ABGELAUFENE BATTERIEN MÜSSEN IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT DEN VORSCHRIFTEN DER ÖRTLICHEN BEHÖRDEN ENTSORGT UND RECYCLET WERDEN.
- BEFOLGEN SIE DIE SICHERHEITS-, GEBRAUCHS- UND ENTSORGUNGSHINWEISE DES BATTERIEHERSTELLERS.

PFLEGE- UND REINIGUNGSHINWEISE

- VOR DER REINIGUNG IMMER DIE BATTERIEN AUSSCHALTEN UND ENTFERNEN.
- NICHT IN WASSER EINTAUCHEN.
- VERWENDEN SIE KEINE SCHEUERMITTEL ODER SCHARFE GEGENSTÄNDE ZUR REINIGUNG DES GERÄTS.
- WISCHEN SIE DIE OBERFLÄCHEN MIT EINEM WEICHEN, TROCKNEN TUCH AB. TROCKNEN SIE DAS GERÄT VOR DER WEITEREN VERWENDUNG GRÜNDLICH AB.

- LAGERN SIE DAS GERÄT AN EINEM KÜHLEN, TROCKENEN ORT.

BATTERIEENTSORGUNG

- VERBRAUCHTE ODER ABGELAUFENE KNOPFZELLEN MÜSSEN SICHER UND VOR DEM ZUGRIFF VON KINDERN GESCHÜTZT ENTSORGT UND GEMÄSS DEN ÖRTLICHEN BEHÖRDLICHEN VORSCHRIFTEN RECYCELT WERDEN.
- BEFOLGEN SIE DIE SICHERHEITS-, GEBRAUCHS- UND ENTSORGUNGSANWEISUNGEN DES BATTERIEHERSTELLERS.

ENTSORGUNG

- Coopers of Stortford verwendet nach Möglichkeit wiederverwertbare oder recycelte Verpackungen.
- Bitte entsorgen Sie alle Verpackungen, Papier und Kartons in Übereinstimmung mit den Recyclingvorschriften Ihrer Gemeinde.
- Am Ende der Lebensdauer des Produkts erkundigen Sie sich bitte bei Ihrem örtlichen, von der Gemeindeverwaltung autorisierten Hausmüll-Recyclingzentrum nach der Entsorgung.
- Kunststoffe, Polybeutel - diese werden aus den folgenden recycelbaren Kunststoffen hergestellt.



Code & Symbol	 OTHER
Art von Kunststoff	Bitte angeben (einschließlich ABS, Nylon)

FRENCH INSTRUCTIONS



Détails de l'alimentation: Type de batterie et détails : 1xAA
Détails de la tension : DC 1,5V
Inclus / Non inclus : Non inclus

**UTILISEZ TOUJOURS DES PILES ALCALINES.
NE PAS UTILISER DE PILES AU LITHIUM.**


Accessoires: N/A

Veuillez lire attentivement ce manuel d'instructions avant de commencer et assurez-vous que vous êtes familiarisé avec le fonctionnement de votre nouveau stylo d'acupuncture 3 EN 1.

Le stylo méridien adopte la thérapie par impulsion bioélectrique humaine et le massage automatique de recherche d'acupoints. L'impulsion électrique stimule les acupoints afin de stimuler les cellules et de drainer les méridiens. Le courant est conduit par la main et forme un reflux avec la section avant de la tête du stylo des méridiens. Il est donc nécessaire de mettre en contact la feuille de reflux avec la poignée de l'appareil. Il y a un léger engourdissement dans la position de la main. Il s'agit d'un phénomène normal de reflux bioélectrique du corps humain. L'augmentation de la zone de maintien de la feuille de reflux peut réduire de manière appropriée l'engourdissement.

[Lorsque l'assistant tient le stylo d'acupuncture, l'autre main doit être en contact avec la peau du corps de l'utilisateur, sinon le circuit bioélectrique ne peut pas se former :

L'intensité du courant augmente progressivement de faible à élevée (affichage numérique 0 - pas d'intensité, mise en veille pendant 3 à 5 secondes et arrêt automatique ; affichage 1 - intensité la plus faible, affichage 9 - intensité maximale) jusqu'à ce qu'elle atteigne l'intensité acceptable pour l'utilisateur.



1. Utilisation.

1) Tout d'abord, ouvrez le couvercle de la batterie (comme indiqué sur la figure) et installez la pile 1,5v 1xAA dans le logement de la batterie, puis resserrez le couvercle arrière.

2) Utilisation sur la peau :

A. Avant l'utilisation, appliquez le gel sur la zone du corps, en atteignant directement la couche profonde de la peau, en retenant l'humidité, en lubrifiant la peau et en permettant aux trois têtes métalliques du capuchon rond, de la boule et de la pointe de glisser librement sur la peau, augmentant ainsi le confort.

B. Lorsque l'appareil est allumé, appuyez sur la touche « + » et l'écran affiche « 0 ». Lorsque vous appuyez sur la touche 1, l'indicateur clignote, ce qui indique que l'appareil fonctionne. Tenez alors la feuille de reflux de

l'appareil, touchez doucement la sonde du stylo sur la peau humaine, puis faites-la glisser et massez-la lentement.

C. Le nombre a 0 - 9 dix chiffres pour montrer la force de l'impulsion électrique de raclage ('1' est le plus faible et '9' est le plus fort') pour augmenter la taille, il suffit d'appuyer sur « + » « - ».

D. Après utilisation, appuyez à nouveau sur le bouton « 0 » et l'appareil s'éteindra au bout de 5 secondes.

3) Utilisation du laser

Lorsque le laser est allumé, appuyez sur le bouton « + » et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes. Le laser clignote, ce qui indique qu'il fonctionne. Appuyez sur le bouton « - » et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes. Le laser est maintenant éteint.

2. Les précautions à prendre

La catégorie de sécurité de ce produit est BF type d'alimentation interne

1) Protection de l'environnement : pour les déchets pertinents (tels que les piles usagées et les hôtes mis au rebut), veuillez ne pas les jeter n'importe où.

2) En cas de non-utilisation prolongée, retirez la batterie afin d'éviter que des fuites de liquide n'endommagent l'hôte.

3) N'ouvrez pas l'hôte pour le réparer vous-même, sinon l'entreprise ne sera pas responsable des conséquences.

4) Ne jamais utiliser les dispositifs médicaux électroniques suivants

(1) Régulateur d'impulsions et autres instruments électroniques médicaux transplantés in vivo

(2) Cœur et poumon artificiels et autres dispositifs médicaux électroniques de maintien en vie

(3) Enregistreur ECG et autres instruments médicaux électroniques portables.

5) Dans les circonstances suivantes, veuillez consulter votre médecin avant utilisation

(1) Patients souffrant de maladies aiguës

(2) Patients atteints de tumeurs malignes

(3) Patients souffrant de maladies infectieuses

(4) Femmes enceintes

(5) Patients souffrant d'une maladie cardiaque grave

(6) les patients souffrant d'une tension artérielle anormale

(7) les patients souffrant d'un trouble de la perception de la peau ou d'une peau anormale

(8) Autres patients recevant un traitement et ayant provoqué des accidents, en particulier lorsqu'ils se sentent physiquement anormaux.

Soyez prudent

(1) Ne pas utiliser avec des appareils électroniques.

(2) Ne pas l'utiliser pour des enfants ayant une expression inconsciente ou non consciente. Il y a un risque d'accident ou d'inconfort physique.

(3) Ne pas l'utiliser dans la salle de bain ou dans d'autres endroits très humides, ni pendant le bain, car il serait fortement stimulé.

(4) Ne pas utiliser en conduisant. Il y a un risque d'accidents et de troubles causés par une forte stimulation.

(5) Ne pas utiliser s'il irrite la peau et les cibles autres que les méridiens.

3. Principaux paramètres techniques

1) Alimentation : DCL 5V ; une pile n° 5

2) Sortie : 3,7v ; 300mA $\pm$ 50mA

3) Fréquence d'impulsion : 0,01 -300hz

4) Largeur d'impulsion : 100ps-320 PS

5) Sortie en circuit ouvert de la tension de crête de l'impulsion électronique : 0-360V

6) Amplitude maximale de sortie : 500 Ω tension de charge est 3.3V

4. Composition de l'équipement

Moteur principal, tête métallique et fuselage.

5. Nettoyage, désinfection et stérilisation des instruments

1) Nettoyage de l'instrument

Retirez la batterie.

Utilisez une brosse douce pour enlever la poussière, les cheveux et les débris.

Essuyez la surface avec un chiffon propre et humide qui ne coule pas. Il est recommandé de nettoyer soigneusement l'instrument après plusieurs utilisations.

2) Désinfection et stérilisation

Essuyez la surface de l'instrument à plusieurs reprises avec du coton imbibé d'alcool médical. Après avoir essuyé l'instrument, laissez-le sécher jusqu'à ce que l'odeur d'alcool se dissipe.

AVERTISSEMENTS ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ:

LORS DE L'UTILISATION D'UN APPAREIL, IL CONVIENT DE TOUJOURS RESPECTER LES MESURES DE SÉCURITÉ DE BASE:

- LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION.
- POUR USAGE DOMESTIQUE À L'INTÉRIEUR.
- PAS POUR UN USAGE COMMERCIAL.
- AVANT D'UTILISER L'APPAREIL, VÉRIFIEZ SOIGNEUSEMENT QU'IL N'Y A PAS DE DÉFAUTS ET N'UTILISEZ PAS L'APPAREIL S'IL PRÉSENTE DES DÉFAUTS. VEILLEZ À NE PAS LAISSER TOMBER L'APPAREIL CAR LES CHOC VIOLENTS PEUVENT PROVOQUER DES DOMMAGES INTERNES.
- L'UTILISATION D'ACCESSOIRES OU DE PIÈCES JOINTES NON RECOMMANDÉS PAR COOPERS OF STORTFORD PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES ET INVALIDER TOUTE GARANTIE.
- NE PAS PLACER L'APPAREIL SUR OU À PROXIMITÉ D'UNE SOURCE DE CHALEUR.
- NE PAS COUVRIR L'APPAREIL DE QUELQUE FAÇON QUE CE SOIT LORSQU'IL EST UTILISÉ, CAR CELA POURRAIT PROVOQUER UNE SURCHAUFFE.
- NE PAS UTILISER CET APPAREIL POUR UN USAGE AUTRE QUE CELUI POUR LEQUEL IL A ÉTÉ CONÇU.
- NE PAS LAISSER L'APPAREIL ALLUMÉ OU SANS SURVEILLANCE.

BATTERIES

- **UTILISEZ TOUJOURS DES PILES ALCALINES. NE PAS UTILISER DE PILES AU LITHIUM.**



- **AVERTISSEMENT CONCERNANT LA BATTERIE : TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS. EN CAS D'INGESTION OU DE PLACEMENT DANS UNE PARTIE DU CORPS, CONSULTER IMMÉDIATEMENT UN MÉDECIN.**
- INSTALLER LES PILES EN RESPECTANT LES SYMBOLES DE POLARITÉ. NE PAS INSTALLER LES PILES À L'ENVERS.
- NE PAS COURT-CIRCUITER LES BORNES DE LA BATTERIE.
- RETIRER LES PILES EN CAS D'IMMOBILISATION PROLONGÉE.
- **GARDER LES PILES HORS DE PORTÉE DES ENFANTS ET DES ANIMAUX DOMESTIQUES.**
- NE PAS MÉLANGER LES PILES USAGÉES ET LES PILES NEUVES.
- **NE JAMAIS JETER LES PILES DANS UN FEU.**
- ÉLIMINATION DES PILES, LES PILES USAGÉES OU PÉRIMÉES DOIVENT ÊTRE ÉLIMINÉES ET RECYCLÉES CONFORMÉMENT AUX RÉGLEMENTATIONS LOCALES..
- SUIVRE LES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ, D'UTILISATION ET DE MISE AU REBUT DU FABRICANT DE LA BATTERIE.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE

- TOUJOURS ÉTEINDRE L'APPAREIL ET RETIRER LES PILES AVANT DE LE NETTOYER.
- NE PAS IMMERGER DANS L'EAU.
- NE PAS UTILISER DE PRODUITS ABRASIFS OU D'USTENSILES TRANCHANTS POUR NETTOYER CET APPAREIL.

- ESSUYER LES SURFACES AVEC UN CHIFFON DOUX ET SEC. SÉCHEZ SOIGNEUSEMENT AVANT DE L'UTILISER À NOUVEAU.
- RANGER L'APPAREIL DANS UN ENDROIT FRAIS ET SEC.

ÉLIMINATION DES PILES

- LES PILES BOUTON USAGÉES OU PÉRIMÉES DOIVENT ÊTRE MISES AU REBUT EN TOUTE SÉCURITÉ, HORS DE PORTÉE DES ENFANTS, ET RECYCLÉES CONFORMÉMENT AUX RÉGLEMENTATIONS LOCALES.
- SUIVRE LES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ, D'UTILISATION ET D'ÉLIMINATION DU FABRICANT DE LA PILE..

ÉLIMINATION

- - Coopers of Stortford utilise des emballages recyclables ou recyclés dans la mesure du possible.
- Veuillez vous débarrasser de tous les emballages, papiers et cartons conformément aux réglementations locales en matière de recyclage.
- À la fin de la durée de vie du produit, veuillez vous adresser au centre de recyclage des déchets ménagers agréé par votre municipalité.
- Plastiques, polybags - ce produit est fabriqué à partir des plastiques recyclables suivants.



Code et symbole	 OTHER
Type de plastique	Veuillez préciser (y compris ABS, Nylon)

CZECH INSTRUCTIONS



Podrobnosti o napájení:

Typ a podrobnosti o baterii: 1xAA

Podrobnosti o napětí: DC 1,5V

Zahrnuto / nezahrnuto: Není součástí dodávky


**VŽDY POUŽÍVEJTE ALKALICKÉ BATERIE.
NEPOUŽÍVEJTE LITHIOVÉ BATERIE.**

Příslušenství: NEUPLATŇUJE SE

Před spuštěním si prosím důkladně přečtěte tento návod k použití a ujistěte se, že jste se seznámili s obsluhou vašeho nového 3 IN 1 ACUPRESSURE PEN.

Meridiánové pero využívá lidskou bioelektrickou pulzní terapii a automatickou masáž akupunkturních bodů. Elektrický puls stimuluje akupunkturní body, čímž stimuluje buňky a prohlubuje meridiány. Proud je veden rukou a tvoří zpětný tok s přední částí hlavy pera meridiánů. Proto je nutné se dotýkat zpětného toku listu na rukojeti přístroje. V poloze ruky dochází k mírnému znecitlivění. Jedná se o normální jev bioelektrického zpětného toku lidského těla. Zvětšením plochy držení zpětného listu lze znecitlivění vhodně snížit.

[správné použití akupunkturního pera pro ostatní] zatímco pomocník drží akupunkturní pero, druhá ruka by se měla dotýkat pokožky těla uživatele, jinak nemůže dojít k vytvoření bioelektrického obvodu: Intenzita proudu se postupně zvyšuje od nízké k vysoké (digitální displej 0 - žádná intenzita, pohotovostní režim po dobu 3-5 sekund a automatické vypnutí; displej 1 - nejnižší intenzita, displej 9 - maximální intenzita), dokud nedosáhne intenzity přijatelné pro uživatele..



1. Použití.

1) Nejprve otevřete kryt baterie (jak je znázorněno na obrázku) a nainstalujte 1,5V baterii 1xAA do slotu pro baterii a poté utáhněte zadní kryt.

2) Používejte na kůži:

A. Před použitím naneste na oblast těla gel, který se dostane přímo do hluboké vrstvy pokožky, uzavkne vlhkost, promastí pokožku a umožní třem kovovým hlavičkám kulatého uzávěru, kuličky a hrotu volně klouzat po pokožce, čímž se zvýší pohodlí.

B. Po zapnutí stiskněte tlačítko „+“ a na displeji se zobrazí „0“. Když je stisknuto na 1, indikátor bliká, což znamená, že pracuje, pak držte refluxní list přístroje, jemně se dotkněte sondou pera na lidské kůži a pomalu klouzejte a masírujte.

C. Číslo má 0 - 9 deset čísel, která ukazují sílu elektrického pulzního škrábání („1“ je nejslabší a „9“ je nejsilnější „) pro zvětšení velikosti stačí stisknout , + ‘ , - ‘

D. Po použití stiskněte zpět tlačítko „O“ a za 5 sekund zhasne.

3) Použití laseru

Když je zapnutý, stiskněte a podržte klávesu „+“ po dobu 3 sekund. V této době laser bliká, což znamená, že laser pracuje Stiskněte a podržte klávesu „-“ - „na 2 sekundy. V této době je laser vypnutý

2. Bezpečnostní opatření

Bezpečnostní kategorie tohoto výrobku je BF typ vnitřního napájení

1) Ochrana životního prostředí: Pokud jde o příslušný odpad (například nefunkční baterie a vyřazené hostitele), nevyhazujte je všude.

2) Pokud baterii delší dobu nepoužíváte, vyjměte ji, abyste zabránili poškození hostitele únikem kapaliny.

3) Neotvírejte prosím hostitele, abyste jej sami opravili, jinak společnost nenese odpovědnost za případné následky

4) Nikdy nepoužívejte následující elektronické zdravotnické prostředky

(1) Pulzní regulátor a další transplantované lékařské elektronické přístroje in vivo

(2) Umělé srdce, plíce a další lékařské elektronické přístroje udržující život.

(3) EKG záznamník a další nositelné lékařské elektronické přístroje.

5) Za následujících okolností se před použitím poraďte s lékařem

(1) Pacienti s akutním onemocněním

(2) Pacienti se zhoubnými nádory

(3) Pacienti s infekčními chorobami

(4) Těhotné ženy

(5) Pacienti se závažným srdečním onemocněním

(6) Pacienti s abnormálním krevním tlakem

(7) Pacienti s poruchou vnímání kůže nebo abnormální kůží.

(8) Ostatní pacienti, kteří se léčí a způsobili nehodu, zejména pokud se cítí fyzicky abnormální.

Buďte opatrní

(1) Nepoužívejte s elektronickými zařízeními.

(2) Nepoužívejte jej u dětí s bezvědomým nebo nevědomým projevem. Existuje riziko nehod nebo fyzického nepohodlí

(3) Nepoužívejte ji v koupelně nebo na jiných místech s vysokou vlhkostí nebo ji nepoužívejte při koupání, bude silně stimulována.

(4) Nepoužívejte jej během řízení. Hrozí riziko nehod a potíží způsobených silnou stimulací.

(5) Nepoužívejte ji, pokud dráždí pokožku a zaměřuje se na jiné cíle než meridiány.

3. Hlavní technické parametry

1) Napájení: 5V; jedna baterie č. 5.

2) Výstup: 3,7V; 300mA $\pm$ 50mA

3) Impulsní frekvence: 0,01 -300hz

4) Šířka pulzu: 100 μ s-320 PS

5) Výstupní elektronické pulzní napětí v otevřeném obvodu špičk: 0-360V

6) Maximální výstupní amplituda: zátěžové napětí 500 Ω je 3,3V

4. Složení zařízení

Hlavní motor, kovová hlava a trup.

5. Čištění, dezinfekce a sterilizace nástrojů

1) Čištění přístrojů

Vyjměte baterii.

Pomocí měkkého kartáčku odstraňte prach, vlasy a nečistoty.

Povrch otřete čistým vlhkým hadříkem, ze kterého nekape. Doporučuje se přístroj důkladně vyčistit po vícenásobném použití.

2) Dezinfekce a sterilizace

Opakovaně otírejte povrch nástroje vatou namočenou v lékařském alkoholu. Po otření jej nechte zaschnout, dokud se nerozptýlí zápach alkoholu..

VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:

PŘI POUŽÍVÁNÍ JAKÉHOKOLI SPOTŘEBIČE JE TŘEBA VŽDY DODRŽOVAT ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ.:

- PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY.
- PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ V INTERIÉRU.
- NENÍ URČENO PRO KOMERČNÍ POUŽITÍ.
- PŘED POUŽITÍM DŮKLADNĚ ZKONTROLUJTE, ZDA NEMÁ ZÁVADY, A POKUD JE ZJISTÍTE, NEPOUŽÍVEJTE JEJ. DBEJTE NA TO, ABYSTE SPOTŘEBIČ NEUPUSTILI, PROTOŽE SILNÉ NÁRAZY MOHOU ZPŮSOBIT VNITŘNÍ POŠKOZENÍ.
- POUŽITÍ JAKÉHOKOLI PŘÍSLUŠENSTVÍ NEBO NÁSTAVCŮ, KTERÉ NEJSOU DOPORUČENY SPOLEČNOSTÍ COOPERS OF STORTFORD, MŮŽE ZPŮSOBIT ZRANĚNÍ A ZRUŠIT PLATNOST PŘÍPADNÉ ZÁRUKY.
- NEUMISŤUJTE SPOTŘEBIČ NA ZDROJE TEPLA ANI DO JEJICH BLÍZKOSTI.
- PŘI POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJ NIJAK NEZAKRÝVEJTE, PROTOŽE BY MOHLO DOJÍT K JEHO PŘEHŘÁTÍ.
- NEPOUŽÍVEJTE TENTO SPOTŘEBIČ K JINÝM ÚČELŮM, NEŽ KE KTERÝM JE URČEN.
- NENECHÁVEJTE ZAPNUTÝ NEBO BEZ DOZORU..

BATERIE

- **VŽDY POUŽÍVEJTE ALKALICKÉ BATERIE. NEPOUŽÍVEJTE LITHIOVÉ BATERIE.**



- **VAROVÁNÍ PŘED BATERIEMI: UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ. PŘI POŽITÍ NEBO VNIKNUTÍ DO KTERÉKOLI ČÁSTI TĚLA OKAMŽITĚ VYHLEDEJTE LÉKAŘSKOU POMOC..**
- INSTALUJTE BATERIE V SOULADU SE SYMBOLY POLARITY. NEVKLÁDEJTE BATERIE OBRÁCENĚ.
- NEZKRATUJTE SVORKY BATERIE.
- VYJMĚTE BATERIE, POKUD JSOU PONECHÁNY DELŠÍ DOBU.
- **UCHOVÁVEJTE BATERIE MIMO DOSAH DĚTÍ A DOMÁCÍCH ZVÍŘAT.**
- NEMÍCHEJTE POUŽITÉ A NOVÉ BATERIE.
- **NIKDY NEVHAZUJTE BATERIE DO OHNĚ.**
- LIKVIDACE BATERIÍ, POUŽITÉ NEBO PROŠLÉ BATERIE MUSÍ BÝT ZLIKVIDOVÁNY A RECYKLOVÁNY V SOULADU S PŘEDPISY MÍSTNÍCH ÚŘADŮ.
- DODRŽUJTE BEZPEČNOSTNÍ POKYNY, POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ A LIKVIDACI BATERIÍ OD VÝROBCE.

POKYNY PRO PÉČI A ČIŠTĚNÍ

- PŘED ČIŠTĚNÍM VŽDY VYPNĚTE A VYJMĚTE BATERIE.
- NEPONOŘUJTE DO VODY.
- K ČIŠTĚNÍ TOHOTO SPOTŘEBIČE NEPOUŽÍVEJTE ABRAZIVNÍ ČISTICÍ PROSTŘEDKY ANI OSTRÉ NÁČINÍ.
- POVRCHY OTÍREJTE MĚKKÝM SUCHÝM HADŘÍKEM. PŘED DALŠÍM POUŽITÍM DŮKLADNĚ VYSUŠTE.
- SPOTŘEBIČ SKLADUJTE NA CHLADNÉM A SUCHÉM MÍSTĚ..

LIKVIDACE BATERIÍ

- POUŽITÉ NEBO PROŠLÉ KNOFLÍKOVÉ ČLÁNKY MUSÍ BÝT BEZPEČNĚ ZLIKVIDOVÁNY MIMO DOSAH DĚTÍ A RECYKLOVÁNY V SOULADU S PŘEDPISY MÍSTNÍCH ÚŘADŮ.
- DODRŽUJTE BEZPEČNOSTNÍ POKYNY, POKYNY K POUŽITÍ A LIKVIDACI VYDANÉ VÝROBCEM BATERIÍ..

DISPOSAL

- Společnost Coopers of Stortford používá recyklovatelné nebo recyklované obaly, kde je to možné.
- Veškeré obaly, papír a kartony prosím likvidujte v souladu s předpisy o recyklaci místních úřadů.
- Po skončení životnosti výrobku se prosím informujte o jeho likvidaci v místním recyklačním středisku pro domácí odpad, které je autorizováno místním úřadem.
- Plasty, polyetylenové sáčky - jsou vyrobeny z následujících recyklovatelných plastů.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Code et symbole	 OTHER
Typ plastu	Uved'te prosím (zahrnuje ABS, nylon)

SLOVAK INSTRUCTIONS



Podrobnosti o napájení:

Typ a podrobnosti o batérii: 1xAA
Podrobnosti o napätí: DC 1,5V
Zahrnuté / nezahrnuté: Nie je súčasťou dodávky

**VŽDY POUŽÍVAJTE ALKALICKÉ BATÉRIE.
NEPOUŽÍVAJTE LÍTIOVÉ BATÉRIE.**

Príslušenstvo: NEUPLATŇUJE SA

Pred začatím práce si dôkladne prečítajte tento návod na obsluhu a uistite sa, že ste oboznámení s obsluhou vášho nového pera 3 IN 1 ACUPRESSURE PEN

Meridiánové pero využíva ľudskú bioelektrickú pulznú terapiu a automatickú masáž akupunktúrnych bodov. Elektrický impulz stimuluje akupunktúrne body, čím stimuluje bunky a prehľbuje meridiány. Prúd je vedený rukou a vytvára spätný tok s prednou časťou hlavy pera meridiánov. Preto je potrebné dotýkať sa spätného toku plechu na rukoväti prístroja. V polohe ruky dochádza k miernemu znecitliveniu. Ide o normálny jav bioelektrického spätného toku ľudského tela. Zväčšením plochy držania spätného plechu možno znecitlivenie vhodne znížiť.

[správne používanie akupunktúrneho pera pre iných] kým pomocník drží akupunktúrne pero, druhá ruka by sa mala dotýkať pokožky tela používateľa, inak sa nemôže vytvoriť bioelektrický obvod: Intenzita prúdu sa postupne zvyšuje od nízkej po vysokú (digitálny displej 0 - žiadna intenzita, pohotovostný režim 3 - 5 sekúnd a automatické vypnutie; displej 1 - najnižšia intenzita, displej 9 - maximálna intenzita), kým nedosiahne intenzitu prijateľnú pre používateľa.



1. Používanie.

1) Najskôr otvorte kryt batérie (ako je znázornené na obrázku) a nainštalujte 1,5 V batériu 1xAA do slotu pre batériu a potom utiahnite zadný kryt.

2) Používajte na koži:

A. Pred použitím naneste na oblasť tela gél, ktorý sa dostane priamo do hlbokaj vrstvy pokožky, uzamkne vlhkosť, premastí pokožku a umožní trom kovovým hlaviciam okrúhleho uzáveru, guľôčky a hrotu voľne sa pohybovať po pokožke, čím sa zvýši komfort.

B. Po zapnutí stlačte tlačidlo „+“ a na displeji sa zobrazí „0“. Keď je stlačené na 1, indikátor bliká, čo znamená, že pracuje, potom držte refluxný list prístroja, jemne sa dotknite sondy pera na ľudskej pokožke a pomaly posúvajte a masírujte.

C. Číslo má 0 - 9 desať číslic, ktoré ukazujú silu elektrického pulzného škrabania („1“ je najslabšia a „9“ je najsilnejšia), ak chcete zväčšiť veľkosť, stlačte ‘ + , ‘ - “

D. Po použití stlačte tlačidlo „O“ späť a do 5 sekúnd zhasne.

3) Používanie lasera

Keď je zapnutý, stlačte a podržte tlačidlo „+“ na 3 sekundy. V tomto čase laser bliká, čo znamená, že laser pracuje. Stlačte a podržte tlačidlo „-“ na 2 sekundy. V tomto čase je laser vypnutý

2. Bezpečnostné opatrenia

Bezpečnostná kategória tohto výrobku je BF typ vnútorného napájania

1) Ochrana životného prostredia: v prípade príslušného odpadu (ako sú nefunkčné batérie a vyradené hostiteľské zariadenia) ich, prosím, nevyhadzujte všade.

2) Ak sa batéria dlhší čas nepoužíva, vyberte ju, aby ste zabránili poškodeniu hostiteľa únikom kvapaliny

3) Hostiteľa neotvárajte, aby ste ho opravili sami, inak spoločnosť nenesie zodpovednosť za prípadné následky

4) Nikdy nepoužívajte nasledujúce elektronické zdravotnícke pomôcky

(1) Pulzný regulátor a iné transplantované lekárske elektronické prístroje in vivo

(2) Umelé srdce, pľúca a iné lekárske elektronické prístroje na udržanie života

(3) EKG rekordér a iné nositeľné lekárske elektronické prístroje.

5) Za nasledujúcich okolností sa pred použitím poraďte s lekárom

(1) Pacienti s akútnymi ochoreniami

(2) Pacienti so zhubnými nádormi

(3) Pacienti s infekčnými ochoreniami

(4) Tehotné ženy

(5) Pacienti so závažným ochorením srdca

(6) Pacienti s abnormálnym krvným tlakom

(7) Pacienti s poruchou vnímania kože alebo abnormálnou kožou.

(8) Ostatní pacienti, ktorí sa liečia a spôsobili nehody, najmä ak sa cítia fyzicky abnormálne.

Buďte opatrní

(1) Nepoužívajte s elektronickými zariadeniami.

(2) Nepoužívajte u detí s prejavmi bezvedomia alebo vedomia. Existuje riziko nehôd alebo fyzických ťažkostí

(3) Nepoužívajte ho v kúpeľni alebo na iných miestach s vysokou vlhkosťou alebo ho nepoužívajte počas kúpania, bude silne stimulovaný

(4) Nepoužívajte ho počas vedenia vozidla. Existuje riziko nehôd a ťažkostí spôsobených silnou stimuláciou.

(5) Nepoužívajte, ak dráždi pokožku a iné ciele ako meridiány

3. Hlavné technické parametre

1) Napájanie: 5V; jedna batéria č. 5

2) Výstup: 3,7 V; 300 mA $\pm$ 50 mA

3) Frekvencia impulzov: 0,01 - 300Hz

4) Šírka impulzu: 100µs-320 µs

5) Výstupné elektronické impulzné napätie v otvorenom obvode špička: 0-360V

6) Maximálna amplitúda výstupu: 500Ω záťažové napätie je 3,3V

4. Zloženie zariadenia

Hlavný motor, kovová hlava a trup.

5. Čistenie, dezinfekcia a sterilizácia nástrojov

1) Čistenie prístrojov

Vyberte batériu.

Na odstránenie prachu, vlasov a nečistôt použite mäkkú kefkú.

Povrch utrite čistou vlhkou handričkou, ktorá nekvapká. Prístroj sa odporúča dôkladne vyčistiť po viacnásobnom použití.

2) Dezinfekcia a sterilizácia

Povrch nástroja opakovane utrite vatou namočenou v lekárskom liehu. Po utretí ho nechajte vyschnúť, kým sa nerozptýli zápach alkoholu.

UPOZORNENIA A BEZPEČNOSTNÉ POKYNY:

PRI POUŽÍVANÍ AKÉHOKOĽVEK SPOTREBIČA BY SA MALI VŽDY DODRŽIAVAŤ ZÁKLADNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA:

- PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY.
- PRE DOMÁCE POUŽITIE V INTERIÉRI.
- NIE JE URČENÉ NA KOMERČNÉ POUŽITIE.
- PRED POUŽITÍM DÔKLADNE SKONTROLUJTE, ČI NIE JE POŠKODENÝ, A V PRÍPADE ZISTENIA NEDOSTATKOV HO NEPOUŽÍVAJTE. DBAJTE NA TO, ABY STE SPOTREBIČ NEUPUSTILI, PRETOŽE SILNÉ NÁRAZY MÔŽU SPÔSOBIŤ VNÚTORNÉ POŠKODENIE.
- POUŽÍVANIE AKÉHOKOĽVEK PRÍSLUŠENSTVA ALEBO PRÍDAVNÝCH ZARIADENÍ, KTORÉ NEODPORÚČA SPOLOČNOSŤ COOPERS OF STORTFORD, MÔŽE SPÔSOBIŤ ZRANENIA A ZRUŠIŤ PLATNOSŤ PRÍPADNEJ ZÁRUKY.
- NEUMIESTŇUJTE NA ZDROJE TEPLA ANI DO ICH BLÍZKOSTI.
- POČAS POUŽÍVANIA SPOTREBIČ NIJAKO NEZAKRÝVAJTE, PRETOŽE TO MÔŽE SPÔSOBIŤ PREHRIATIE.
- NEPOUŽÍVAJTE TENTO SPOTREBIČ NA INÉ POUŽITIE, NEŽ NA AKÉ JE URČENÝ.
- NENECHÁVAJTE HO ZAPNUTÝ ALEBO BEZ DOZORU.

BATÉRIE

- **VŽDY POUŽÍVAJTE ALKALICKÉ BATÉRIE. NEPOUŽÍVAJTE LÍTIOVÉ BATÉRIE.**



- **UPOZORNENIE O BATÉRII: UCHOVÁVAJTE MIMO DOSAHU DETÍ. V PRÍPADE POŽITIA ALEBO UMIESTNENIA DO AKEJKOĽVEK ČASTI TELA OKAMŽITE VYHĽADAJTE LEKÁRSKU POMOC.**
- INŠTALUJTE BATÉRIE V SÚLADE S ICH SYMBOLMI POLARITY. NEVKLADAJTE BATÉRIE V OPAČNOM PORADÍ.
- NESKRATUJTE SVORKY BATÉRIE.
- AK BATÉRIE PONECHÁTE NA DLHŠÍ ČAS, VYBERTE ICH.
- **UCHOVÁVAJTE BATÉRIE MIMO DOSAHU DETÍ A DOMÁCIH ZVIERAT.**
- NEMIEŠAJTE POUŽITÉ A NOVÉ BATÉRIE.
- **NIKDY NEVYHADZUJTE BATÉRIE DO OHŇA.**
- LIKVIDÁCIA BATÉRIÍ, POUŽITÉ ALEBO VYRADENÉ BATÉRIE MUSIA BYŤ ZLIKVIDOVANÉ A RECYKLOVANÉ V SÚLADE S PREDPISMI MIESTNYCH ORGÁNOV.
- DODRŽIAVAJTE BEZPEČNOSTNÉ POKYNY, POKYNY NA POUŽÍVANIE A LIKVIDÁCIU BATÉRIÍ OD VÝROBCU.

POKYNY NA STAROSTLIVOSŤ A ČISTENIE

- PRED ČISTENÍM VŽDY VYPNITE A VYBERTE BATÉRIE.
- NEPONÁRAJTE DO VODY.
- NA ČISTENIE TOHTO SPOTREBIČA NEPOUŽÍVAJTE ABRAZÍVNE ČISTIACE PROSTRIEDKY ANI OSTRÉ NÁRADIE.
- POVRCHY UTIERAJTE MÄKKOU SUCHOU HANDRIČKOU. PRED ĎALŠÍM POUŽITÍM DÔKLADNE VYSUŠTE.
- SPOTREBIČ SKLADUJTE NA CHLADNOM A SUCHOM MIESTE..

LIKVIDÁCIA BATÉRIÍ

- POUŽITÉ GOMBÍKOVÉ ČLÁNKY ALEBO ČLÁNKY S UPLYNUTOU DOBOU POUŽITEĽNOSTI SA MUSIA BEZPEČNE ZLIKVIDOVAŤ MIMO DOSAHU DETÍ A RECYKLOVAŤ V SÚLADE S PREDPISMI MIESTNYCH ORGÁNOV.
- DODRŽIAVAJTE BEZPEČNOSTNÉ POKYNY, POKYNY NA POUŽÍVANIE A LIKVIDÁCIU, KTORÉ UVÁDZA VÝROBCA BATÉRIÍ.

DISPOZÍCIA

- Spoločnosť Coopers of Stortford používa recyklovateľné alebo recyklované obaly, ak je to možné.
- Všetky obaly, papier a kartóny zlikvidujte v súlade s predpismi miestneho úradu o recyklácii.
- Po skončení životnosti výrobku sa informujte o jeho likvidácii v miestnom recyklačnom stredisku pre domový odpad, ktoré je autorizované miestnym úradom.
- Plasty, polyetylénové vrecká - sú vyrobené z týchto recyklovateľných plastov.



Kód a symbol	 OTHER
Typ plastu	Uved'te (zahŕňa ABS, nylon)

CUSTOMER SERVICES:

Distributed by / Verteilt durch / Distribué par.

UK: The Enterprise Department Ltd.

11 Bridge Street, Bishops Stortford, Herts, UK, CM23 2JU

Tel: 0330 331 0300



NI/EU:

D.S.B. LD, 160 Bd. de Fourmies, 59100 Roubaix, France

Tel: (+44) 1279 701269



DE/FR/CZ/SK:

3Pagen Versand und Handelsges. mbH

St. Jöris Strasse 16-28

52477 Alsdorf

Tel: +49(0)2404/980-204

kontakt@3pagen.de