

Rechargeable Knee Massager

Item No: M857 v001: 16/05/24

Instructions for Use

Please read and retain these instructions for future reference

java
wellness

ENGLISH INSTRUCTIONS



Power Details:

Voltage details: 220-240V~

Frequency details: 50Hz-60Hz

Wattage details: 10W

Accessories:

1* Massager

1*USB charge cable

Please read this instruction manual thoroughly before starting and ensure you are familiar with the operation of your new Rechargeable Knee Massager



Caution
Hot surface

**CAUTION! THIS ELECTRICAL APPLIANCE'S EXTERNAL SURFACES
WILL GET HOT IN NORMAL USE.
ALLOW TO COOL BEFORE TOUCHING THE EXTERNAL SURFACES.**

Structure



Features


- | | | |
|---------------------------|---------------------|----------------------|
| ①: Indicator light | ④: Adjusting button | ⑦: Type-C power jack |
| ②: LED light touch screen | ⑤: Laser infrared | ⑧: Velcro |
| ③: Mesh cloth | ⑥: Vibration Area | |


Parameter

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| •Rated voltage: 3.7V | •Rated Power: 10W |
| •Battery capacity: 3000mAh | •Input current: DC5V=2A |

Button panel introduction

- LED light touch screen, clearly visible and easy to operate
- Ergonomic design, fully wrapped to fit the knee joint
- Built-in 3 infrared laser lights, carbon fiber hot compress
- The buzzer prompts button is touched.
- 10 minutes timer.
- Low-grade heating 45 degrees, high-grade heating 55 degrees






1. Put the product on your knees, fasten the product on your knees with a fixing strap, and pull the product against your knees Near the fixed belt.
2. Long press "⏻" to turn on the Auto mode (vibration mode, low-grade heating, infrared , and laser) .
3. When powered on:
 Short press "⌘" to adjust the vibration mode (auto-low-high-turn off the vibration cycle in turn...), Lights turn white.
 Short press "⌘" to adjust the heating temperature (low-medium-high-close heating cycle in turn....), Lights turn white.
 Short press "⏻" to turn on and off the laser and infrared (turn on infrared-turn on the laser-turn off the infrared-turn off the laser cycle in turn...), Lights turn white.
4. Long press "⏻" to turn off the device.

Recharge

1. Before the first use, please fully charge the product, and charging time about 3-4 hours
2. It is not recommended to completely drain the battery
3. When the battery light flashes, please charge in time



- Connect the Type-c cable to the power jack when charging

Precautions and maintenance –

Use failure	The reason	Solution
Product cannot normal work	The product has just completed a 10-minute timer massage and automatically switches to standby	Please press the power switch again to restart
	Too long use time causes the product to overheat and automatically cut off the power	Reuse the product after it has cooled
Product does not heat	When used outside the recommended ambient temperature range, the heating effect is not obvious	Recommended for use at an ambient temperature of 15-35 degrees Celsius
Product abnormal sound	This sound is caused by the mechanical structure of the product	This sound is normal and does not mean that the product function is malfunctioning
Stop during operation	The battery is exhausted	Connect the charging cable to charge
	Timed massage automatically stops after 10 minutes	Restart

Transport environment


- Temperature: -20℃ ~ +50℃
- Relative humidity: ≤90%
- Atmospheric pressure: 70kPa ~ 106kPa

Working environment

- Temperature: +5℃ ~ +40℃
- Relative humidity: ≤80%
- Atmospheric pressure: 86kPa ~ 106kPa

Battery removal diagram

1. Unscrew the eleven screws at the bottom of the host
2. Open the cover structure and take out the battery fixed on the cover



WARNINGS AND INSTRUCTIONS:

• The main unit (including lithium battery) and accessories of this product have reached the end of their service life. Please do not discard them randomly, otherwise electronic waste will be generated to pollute the environment. Before discarding the product, the battery must be removed from the product; when removing the battery, the product must be disconnected Power; the battery should be disposed of safely when removed.

SAFETY

WHEN USING ELECTRICAL APPLIANCES, BASIC SAFETY PRECAUTIONS SHOULD ALWAYS BE FOLLOWED:

- READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE.
- FOR DOMESTIC INDOOR USE ONLY.
- DO NOT USE OUTDOORS OR FOR COMMERCIAL USE.
- ONLY USE WITH THE MAINS ADAPTOR/CHARGER SUPPLIED.
- **DO NOT** USE ANY OTHER MAINS ADAPTOR/CHARGER AS THIS MAY CAUSE DAMAGE AND INVALIDATES ANY WARRANTY YOU MAY HAVE.
- BEFORE USE, CHECK THOROUGHLY FOR ANY DEFECTS AND DO NOT USE IF DEFECTS ARE FOUND. TAKE CARE NOT TO DROP THE APPLIANCE AS HEAVY IMPACTS MAY CAUSE INTERNAL DAMAGE.
- BEFORE CONNECTING THE APPLIANCE, CHECK IF THE VOLTAGE INDICATED ON THE BOTTOM OF THE APPLIANCE IS IN ACCORDANCE WITH THE MAINS VOLTAGE IN YOUR HOME.
- CHECK THE APPLIANCE AND POWER CABLE CAREFULLY FOR DAMAGE BEFORE EACH USE.
- THIS APPLIANCE CAN BE USED BY CHILDREN AGED FROM 8 YEARS AND ABOVE, AND PERSONS WITH REDUCED PHYSICAL, SENSORY OR MENTAL CAPABILITIES OR LACK OF EXPERIENCE AND KNOWLEDGE IF THEY HAVE BEEN GIVEN SUPERVISION OR INSTRUCTION CONCERNING USE OF THE APPLIANCE IN A SAFE WAY AND UNDERSTAND THE HAZARDS INVOLVED. CHILDREN SHALL NOT PLAY WITH THE APPLIANCE. CLEANING AND USER MAINTENANCE SHALL NOT BE MADE BY CHILDREN WITHOUT SUPERVISION.
- CHILDREN OF LESS THAN 3 YEARS SHOULD BE KEPT AWAY UNLESS CONTINUOUSLY SUPERVISED.
- **SOME PARTS OF THIS PRODUCT CAN BECOME VERY HOT AND CAUSE BURNS. PARTICULAR ATTENTION HAS TO BE GIVEN WHERE CHILDREN AND VULNERABLE PEOPLE ARE PRESENT.**
- THE USE OF ANY ACCESSORY OR ATTACHMENTS NOT RECOMMENDED BY COOPERS OF STORTFORD MAY CAUSE INJURIES AND INVALIDATE ANY WARRANTY YOU MAY HAVE.
- DO NOT LET THE POWER CABLE HANG OVER THE EDGE OF A TABLE OR COUNTER, OR TOUCH HOT SURFACES.
- DO NOT PLACE ON OR NEAR HEAT SOURCES.
- USE ON A LEVEL, STABLE SURFACE.
- DO NOT COVER THE ITEM IN ANY WAY WHEN IN USE AS THIS MAY CAUSE OVERHEATING.
- DO NOT USE THIS APPLIANCE FOR ANY OTHER USE THAN THE INTENDED USE IT IS DESIGNED FOR.
- ENSURE THERE IS SUFFICIENT DISTANCE BETWEEN THIS APPLIANCE AND OTHER ITEMS ON THE WORK SURFACE OR WORK STATION, OR SUFFICIENT DISTANCE BETWEEN THE APPLIANCE AND THE CONFINES OF THE AREA IN WHICH IT IS SITUATED. WE RECOMMEND A MINIMUM CLEARANCE AROUND ALL FACES OF AT LEAST 10CM.
- KEEP ITEM AT LEAST 1M AWAY FROM COMBUSTIBLE MATERIAL SUCH AS FURNITURE, CUSHIONS, BEDDING, PAPER, CLOTHES, CURTAINS ETC.
- TO PROTECT AGAINST ELECTRIC SHOCK, DO NOT IMMERSE POWER CABLE, MAINS ADAPTOR/ CHARGER OR APPLIANCE, IN WATER OR ANY OTHER LIQUID.
- UNPLUG FROM OUTLET WHEN NOT IN USE AND BEFORE CLEANING.
- DO NOT OPERATE ANY APPLIANCE WITH A DAMAGED POWER CABLE OR MAINS ADAPTOR/ CHARGER OR AFTER THE APPLIANCE MALFUNCTIONS, OR HAS BEEN DAMAGED IN ANY MANNER. WE RECOMMEND THAT THE POWER CABLE IS NOT KINKED OR STORED IN A TWISTED MANNER, AND THAT YOU REGULARLY CHECK ITS CONDITION.
- DO NOT LEAVE UNATTENDED.
- ALWAYS SWITCH OFF AFTER COOKING OR IF YOU HAVE TO LEAVE THE ROOM.
- THE USE OF OVEN GLOVES IS RECOMMENDED WHEN HANDLING HOT FOOD OR HOT APPLIANCES.
- ALLOW TO COOL BEFORE CARRYING OR PLACING IN STORAGE.
- ANY REPAIRS MUST BE CONDUCTED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN OR ELECTRICAL SERVICE AGENT.

PLUG WIRING (UK & IRELAND)

This appliance is supplied with a mains adaptor/charger with BS1363 plug pins.

DO NOT use if the socket outlets in your home or office are not suitable for this product's mains adaptor/ charger plug pins. Attempts to insert the mains adaptor/charger into the wrong socket is likely to cause electric hazard or damage.

DO NOT use with any other mains transformer/charger than the one that is supplied with this product.

CARE AND CLEANING INSTRUCTIONS

- Always switch off and unplug before cleaning.
- Do NOT immerse in water. Risk of electric shock.
- Do NOT use abrasive cleaners or sharp utensils to clean this appliance.
- Wipe surfaces with a soft dry cloth.

- Allow to dry thoroughly before further use.
- Store the appliance in a cool, dry place.

BATTERIES

- Keep batteries away from children and pets.
- Install batteries in accordance with its polarity symbols.
- Never dispose of batteries in a fire.
- Battery disposal, spent or expired batteries must be properly disposed of and recycled in compliance with local regulations. For detailed information, contact your local authority.
- Follow the battery manufacturer's safety, usage, and disposal instructions.

DISPOSAL

- Coopers of Stortford use recyclable or recycled packaging where possible.
- Please dispose of all packaging, paper, cartons in accordance with your local authority recycling regulations.
- At the end of the product's lifespan please check with your local council authorised household waste recycling centre for disposal.
- Plastics, polybags – this is made from the following recyclable plastic.



Code & Symbol	
Type of Plastic	Low Density Polyethylene



- At the end of the product's lifespan please check with your local council authorised household waste recycling centre for disposal.

GERMAN INSTRUCTIONS



Leistungsdetails:

Spannungsdetails: 220-240V~

Frequenzdetails: 50Hz-60Hz

Leistungsangaben: 10W

Zubehör:

1 * Massagegerät

1 * USB-Ladekabel

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung gründlich durch, bevor Sie beginnen, und stellen Sie sicher, dass Sie mit der Bedienung Ihres neuen wiederaufladbaren Kniemassagegeräts vertraut sind



Vorsicht
Heiße Oberfläche

**VORSICHT! DIE AUSSENFLÄCHEN DIESES ELEKTROGERÄTS WERDEN
BEI NORMALEM GEBRAUCH HEISS.
ABKÜHLEN LASSEN, BEVOR SIE DIE AUSSENFLÄCHEN BERÜHREN.**

Aufbau



Merkmale


- | | | |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| ①: Anzeigelicht | ④: Taste zum Einstellen | ⑦: Typ-C-Stromanschluss |
| ②: LED-Licht-Touchscreen | ⑤: Laser-Infrarot | ⑧: Klettverschluss |
| ③: Mesh-Tuch | ⑥: Vibration Bereich | |


Parameter

- | | |
|------------------------------|--------------------------|
| • Nennspannung: 3.7V= | • Nennleistung: 10W |
| • Batteriekapazität: 3000mAh | • Eingangsstrom: DC5V=2A |

Einführung des Tastenfelds

- LED-Licht-Touchscreen, gut sichtbar und einfach zu bedienen
- Ergonomisches Design, vollständig gewickelt, um das Kniegelenk zu passen
- Eingebaute 3 Infrarot-Laser-Lichter, Kohlefaser heiße Kompressen
- Der Summer zeigt an, wenn die Taste berührt wird
- 10 Minuten Zeitschaltuhr
- niedriggradige Heizung 45 Grad, hochgradige Heizung 55 Grad






1. legen Sie das Produkt auf Ihre Knie, befestigen Sie die Produkte auf Ihre Knie mit einem Befestigungsband, und ziehen Sie das Produkt gegen Ihre Knie in der Nähe der festen Gürtel.
2. drücken Sie lange auf "⏻", um den Automatikmodus einzuschalten (Vibrationsmodus, niedriggradige Heizung, Infrarot und Laser).
3. wenn eingeschaltet:
 Kurz drücken "⏻", um den Vibrationsmodus einzustellen (Auto-niedrig-hoch-ausschalten der Vibrationszyklus wiederum...),
 Lichter drehen weiß Kurz drücken "⏻", um die Heiztemperatur einzustellen (niedrig-mittel-hoch_schließen Heizzyklus wiederum...),
 Licht drehen weiß Kurz drücken "⏻", um den Laser und Infrarot ein- und auszuschalten (turn oninfrared-schalten Sie den Laser-ausschalten der Infrarot-ausschalten der Laserzyklus wiederum...),Lichter drehen weiß.
4. lange drücken "⏻", um das Gerät auszuschalten

Aufladen


1. Vor dem ersten Gebrauch, bitte vollständig ändern Sie das Produkt und Ladezeit etwa 3-4 Stunden
- 2.es wird nicht empfohlen, die Batterie vollständig zu entladen
- 3.wenn das Batterielicht blinkt, laden Sie bitte rechtzeitig



- Verbinden Sie das Typ-C-Kabel mit dem Stromanschluss beim Aufladen

Diagramm zum Ausbau der Batterie

1. die elf Schrauben an der Unterseite des Hosts abschrauben
2. öffnen Sie die Abdeckung und nehmen Sie die Batterie heraus die auf der Abdeckung befestigt ist



- Das Hauptgerät (einschließlich Lithiumbatterie) und das Zubehör dieses Produkts haben das Ende ihrer Lebensdauer erreicht. Bitte entsorgen Sie sie nicht wahllos, da sonst Elektronikschrott entsteht, der die Umwelt verschmutzt. Bevor Sie das Produkt entsorgen, muss die Batterie aus dem Produkt entfernt werden, wenn Sie die Batterie entfernen, muss das Produkt von der Stromversorgung getrennt werden, und die Batterie muss sicher entsorgt werden, wenn sie entfernt wird.

Fehler bei der Verwendung	Ursache	Lösung
Produkt funktioniert nicht normal	Das Gerät hat gerade eine 10-minütige Zeitmassage durchgeführt und schaltet automatisch auf den Standby-Modus.	Bitte drücken Sie den Netzschalter erneut, um neu zu starten.
	Eine lange Nutzungsdauer führt zu Überhitzung des Geräts und es schaltet automatisch die Stromversorgung aus.	Verwenden Sie das Produkt wieder, nachdem es abgekühlt ist.
Das Produkt heizt nicht	Das Gerät wird außerhalb der empfohlenen Umgebungstemperatur verwendet.	Empfohlen für die Verwendung bei einer Umgebungstemperatur von 15-34 Grad Celsius.
abnormale Geräuschentwicklung	Dieses Geräusch wird verursacht durch die mechanische Struktur des Produktes	Dieses Geräusch ist normal und bedeutet nicht, dass das Produkt nicht normal funktioniert.
Das Produkt hält während des Betriebs an	Die Batterie ist leer.	Schließen Sie das Ladekabel an.
	Zeitgesperrte Massage stoppt automatisch nach 10 Minuten.	Starten Sie neu.

Transportumgebung

- Temperatur: -20°C - +50°C
- Relative Luftfeuchtigkeit: ≤90%
- Atmosphärischer Druck: 70kPa - 106kPa

Arbeitsumgebung

- Temperatur: +50°C - +40°C
- Relative Luftfeuchtigkeit: ≤80%
- Atmosphärischer Druck: 86kPa - 106kPa

WARNUNGEN UND SICHERHEITS ANLEITUNGEN:

BEI DER VERWENDUNG VON ELEKTROGERÄTEN SOLLTEN IMMER GRUNDLEGENDE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN GETROFFEN WERDEN:

- VOR GEBRAUCH ALLE ANWEISUNGEN LESEN.
- NUR FÜR DEN HÄUSLICHEN GEBRAUCH IN INNENRÄUMEN.
- NICHT IM FREIEN ODER FÜR DEN GEWERBLICHEN GEBRAUCH VERWENDEN.
- NUR MIT DEM MITGELIEFERTEN NETZADAPTER/LADEGERÄT VERWENDEN.
- **VERWENDEN SIE KEIN** ANDERES NETZTEIL/LADEGERÄT, DA DIES ZU SCHÄDEN FÜHREN KANN UND ZUM ERLÖSCHEN IHRER GARANTIE FÜHRT.
- ÜBERPRÜFEN SIE DAS GERÄT VOR DER VERWENDUNG GRÜNDLICH AUF EVENTUELLE MÄNGEL UND VERWENDEN SIE ES NICHT, WENN SIE MÄNGEL FESTSTELLEN. ACHTEN SIE DARAUF, DAS GERÄT NICHT FALLEN ZU LASSEN, DA SCHWERE STÖSSE INNERE SCHÄDEN VERURSACHEN KÖNNEN.
- PRÜFEN SIE VOR DEM ANSCHLIESSEN DES GERÄTS, OB DIE AUF DER UNTERSEITE DES GERÄTS ANGEGEBENE SPANNUNG MIT DER NETZSPANNUNG IN IHREM HAUS ÜBEREINSTIMMT.
- ÜBERPRÜFEN SIE DAS GERÄT UND DAS NETZKABEL VOR JEDEM GEBRAUCH SORGFÄLTIG AUF SCHÄDEN.
- DIESES GERÄT KANN VON KINDERN AB 8 JAHREN UND PERSONEN MIT EINGESCHRÄNKTEN KÖRPERLICHEN, SENSORISCHEN ODER GEISTIGEN FÄHIGKEITEN ODER MANGELNDER ERFAHRUNG UND KENNTNISSEN VERWENDET WERDEN, WENN SIE BEAUFSICHTIGT ODER IN DIE SICHERE VERWENDUNG DES GERÄTES EINGEWIESEN WURDEN UND DIE DAMIT VERBUNDENEN GEFAHREN VERSTEHEN. KINDER DÜRFEN NICHT MIT DEM GERÄT SPIELEN. REINIGUNGS- UND WARTUNGSARBEITEN DÜRFEN NICHT VON KINDERN OHNE AUFSICHT DURCHGEFÜHRT WERDEN.
- KINDER UNTER 3 JAHREN SOLLTEN FERNGEHALTEN WERDEN, WENN SIE NICHT STÄNDIG BEAUFSICHTIGT WERDEN.
- **EINIGE TEILE DIESES PRODUKTS KÖNNEN SEHR HEISS WERDEN UND VERBRENNUNGEN VERURSACHEN. BESONDERE AUFMERKSAMKEIT IST DORT ZU FINDEN, WO KINDER UND SCHUTZBEDÜRFTIGE PERSONEN ANWESEND SIND.**
- DIE VERWENDUNG VON ZUBEHÖR ODER ANBAUGERÄTEN, DIE NICHT VON COOPERS OF STORTFORD EMPFOHLEN WERDEN, KANN ZU VERLETZUNGEN FÜHREN UND EINE EVENTUELLE GARANTIE UNGÜLTIG MACHEN.
- LASSEN SIE DAS NETZKABEL NICHT ÜBER DIE KANTE EINES TISCHES ODER EINER ARBEITSPLATTE HÄNGEN UND BERÜHREN SIE KEINE HEISSEN OBERFLÄCHEN.
- NICHT AUF ODER IN DER NÄHE VON WÄRMEQUELLEN AUFSTELLEN.
- VERWENDEN SIE DAS GERÄT AUF EINER EBENEN, STABILEN OBERFLÄCHE.
- DECKEN SIE DAS GERÄT NICHT AB, WENN ES IN BETRIEB IST, DA DIES ZU ÜBERHITZUNG FÜHREN KANN.
- VERWENDEN SIE DIESES GERÄT NICHT FÜR ANDERE ZWECKE ALS DIE, FÜR DIE ES BESTIMMT IST.
- ACHTEN SIE AUF EINEN AUSREICHENDEN ABSTAND ZWISCHEN DIESEM GERÄT UND ANDEREN GEGENSTÄNDEN AUF DER ARBEITSFLÄCHE ODER DEM ARBEITSPLATZ BZW. AUF EINEN AUSREICHENDEN ABSTAND ZWISCHEN DEM GERÄT UND DER UMGEBUNG, IN DER ES AUFGESTELLT IST. WIR EMPFEHLEN EINEN MINDESTABSTAND VON 10 CM UM ALLE FLÄCHEN HERUM.
- HALTEN SIE DAS GERÄT MINDESTENS 1 M VON BRENNBAREM MATERIAL WIE MÖBELN, KISSEN, BETTZEUG, PAPIER, KLEIDUNG, VORHÄNGEN USW. ENTFERNT.
- ZUM SCHUTZ VOR STROMSCHLÄGEN DÜRFEN NETZKABEL, NETZADAPTER/LADEGERÄT ODER GERÄT NICHT IN WASSER ODER ANDERE FLÜSSIGKEITEN GETAUCHT WERDEN.
- ZIEHEN SIE DEN NETZSTECKER AUS DER STECKDOSE, WENN SIE DAS GERÄT NICHT BENUTZEN UND BEVOR SIE ES REINIGEN.
- BETREIBEN SIE DAS GERÄT NICHT MIT EINEM BESCHÄDIGTEN NETZKABEL ODER NETZADAPTER/ LADEGERÄT ODER WENN DAS GERÄT EINE FEHLFUNKTION AUFWEIST ODER IN IRGEND EINER WEISE BESCHÄDIGT WURDE. WIR EMPFEHLEN, DAS NETZKABEL NICHT ZU KNICKEN ODER VERDREHT ZU LAGERN UND SEINEN ZUSTAND REGELMÄSSIG ZU ÜBERPRÜFEN.
- NICHT UNBEAUFSICHTIGT LASSEN.
- NACH DEM KOCHEN ODER WENN SIE DEN RAUM VERLASSEN MÜSSEN, IMMER AUSSCHALTEN.
- ES WIRD EMPFOHLEN, BEIM UMGANG MIT HEISSEN LEBENSMITTELN ODER HEISSEN GERÄTEN OFENHANDSCHUHE ZU TRAGEN.
- LASSEN SIE DAS GERÄT ABKÜHLEN, BEVOR SIE ES TRAGEN ODER AUFBEWAHREN.
- ALLE REPARATUREN MÜSSEN VON EINEM QUALIFIZIERTEN ELEKTROTECHNIKER ODER EINER ELEKTROFACHKRAFT DURCHGEFÜHRT WERDEN.

PFLEGE- UND REINIGUNGSHINWEISE

- Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung immer aus und ziehen Sie den Netzstecker.
- NICHT in Wasser eintauchen. Es besteht die Gefahr eines Stromschlags.
- Verwenden Sie KEINE Scheuermittel oder scharfe Gegenstände zur Reinigung des Geräts.
- Wischen Sie die Oberflächen mit einem weichen, trockenen Tuch ab.
- Lassen Sie das Gerät vor der weiteren Verwendung gründlich trocknen.
- Lagern Sie das Gerät an einem kühlen, trockenen Ort.

BATTERIEN

- Halten Sie die Batterien von Kindern und Haustieren fern.
- Legen Sie die Batterien entsprechend den Polaritätssymbolen ein.
- Entsorgen Sie Batterien niemals in einem Feuer.
- Batterieentsorgung, verbrauchte oder abgelaufene Batterien müssen gemäß den örtlichen Vorschriften ordnungsgemäß entsorgt und recycelt werden. Ausführliche Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Behörde.
- Befolgen Sie die Sicherheits-, Gebrauchs- und Entsorgungshinweise des Batterieherstellers.

BESEITIGUNG

- Coopers of Stortford verwendet nach Möglichkeit wiederverwertbare oder recycelte Verpackungen.
- Bitte entsorgen Sie alle Verpackungen, Papier und Kartons in Übereinstimmung mit den Recyclingvorschriften Ihrer Gemeinde.
- Am Ende der Lebensdauer des Produkts erkundigen Sie sich bitte bei Ihrem örtlichen, von der Gemeindeverwaltung autorisierten Hausmüll-Recyclingzentrum nach der Entsorgung.
- Kunststoffe, Polybeutel - diese werden aus den folgenden recycelbaren Kunststoffen hergestellt.



Code & Symbol	
Art des Kunststoffs	Polyethylen niedriger Dichte



- Am Ende der Lebensdauer des Produkts erkundigen Sie sich bitte bei Ihrem örtlichen, von der Gemeindeverwaltung zugelassenen Recyclingzentrum für Haushaltsabfälle nach der Entsorgung.

FRENCH INSTRUCTIONS



Détails de l'alimentation:

Détails de la tension: 220-240V~

Détails de la fréquence : 50 Hz-60 Hz

Détails de la puissance: 10W

Accessoires:

1 * masseur

1 * câble de charge USB

Veuillez lire attentivement ce manuel d'instructions avant de commencer et assurez-vous de bien connaître le fonctionnement de votre nouveau masseur de genou rechargeable



Attention
Surface chaude

PRUDENCE! LES SURFACES EXTERNES DE CET APPAREIL ÉLECTRIQUE CHAUFFERONT EN UTILISATION NORMALE. LAISSER REFROIDIR AVANT DE TOUCHER LES SURFACES EXTÉRIEURES.

Structure



Caractéristiques


- | | | |
|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| ①: Indicateur lumineux | ④: Bouton de réglage | ⑦: Prise d'alimentation de type C |
| ②: Ecran tactile à lumière LED | ⑤: Laser infrarouge | ⑧: Velcro |
| ③: Tissu en maille | ⑥: Zone de vibration | |


Paramètres de l'appareil

- | | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| • Tension nominale : 3.7v= | • Puissance nominale : 10W |
| • Capacité de la batterie : 3000mAh | • Courant d'entrée : DC5V=2A |

Présentation du panneau de boutons

- Ecran tactile à lumière LED, clairement visible et facile à utiliser
- Conception ergonomique, entièrement enveloppée pour s'adapter à l'articulation du genou
- 3 lampes laser infrarouges intégrées, compresse chaude en fibre de carbone
- L'avertisseur sonore signale que le bouton est touché.
- Minuterie de 10 minutes
- Chauffage de faible intensité à 45 degrés, chauffage d'intensité élevée à 55 degrés





1. mettez le produit sur vos genoux, attachez le produit sur vos genoux avec une sangle de fixation, et tirez le produit contre vos genoux près de la ceinture fixe.

2) Appuyez longuement sur "⏻" pour activer le mode automatique (mode vibration, chauffage de faible intensité, infrarouge et laser).

3. lorsque l'appareil est sous tension :

Appuyez brièvement sur "⏮" pour régler le mode de vibration (auto-basse- haute- arrêter le cycle de vibration à tour de rôle...), les lumières deviennent blanches Appuyez brièvement sur "⏭" pour régler la température de chauffage (basse-moyenne-haute_ fermer le cycle de chauffage à tour de rôle...), les lumières deviennent blanches Appuyez brièvement sur "⏻" pour activer et désactiver le laser et l'infrarouge (activer l'infrarouge, activer le laser, désactiver l'infrarouge, désactiver le cycle du laser à tour de rôle...), les lumières deviennent blanches.


4. appuyer longuement sur "⏻" pour éteindre l'appareil

Recharge

1. Avant la première utilisation, veuillez changer complètement le produit et le temps de charge est d'environ 3-4 heures.

2. il n'est pas recommandé de vider complètement la batterie

3. lorsque le voyant de la batterie clignote, rechargez à temps.



- Connectez le câble Type-c à la prise d'alimentation lors de la charge.

Précautions et entretien

Echec de l'utilisation	La raison	Solution
Le produit ne peut pas fonctionner normalement	Le produit vient de d'effectuer un massage de 10 minutes de temps de massage et se met automatiquement en veill	Appuyez à nouveau sur l'interrupteur pour redémarrer
	Une durée d'utilisation trop longue l'appareil surchauffe et s'éteint et coupe automatiquement l'alimentation	Réutiliser le produit après qu'il ait refroidi
Le produit ne ne chauffe pas	En cas d'utilisation en dehors de l'environnement de la température ambiante recommandée, l'effet l'effet curatif n'est pas évident	Utilisation recommandée à une température ambiante de 15 à 34 degrés Celsius
Produit anormal son anormal	Ce bruit est causé par la structure mécanique du produit du produit	Ce bruit est normal et ne signifie pas ne signifie pas que la fonction fonction du produit est mauvais fonctionnement
Arrêt en cours de fonctionnement	La batterie est épuisée	Branchez le câble de pour charger
	Le massage programmé s'arrête automatiquement après 10 minutes	Redémarrer

Environnement de transport


- Température: -20°C - + 50°C
- Humidité relative : ≤90%
- Pression atmosphérique : 70kPa - 106kPa

Environnement de travail

- Température : +50°C - +40°C
- Humidité relative : ≤80%
- Pression atmosphérique : 86kPa -106kPa

Diagramme de retrait de la batterie

1. dévisser les onze vis au bas de l'hôte
2. ouvrir la structure du couvercle et retirer la batterie fixée sur le couverc



- L'unité principale (y compris la pile au lithium) et les accessoires de ce produit ont atteint la fin de leur durée de vie. Ne les jetez pas au hasard, sous peine de produire des déchets électroniques qui pollueront l'environnement. Avant de mettre le produit au rebut, la batterie doit être retirée du produit. Lors du retrait de la batterie, le produit doit être déconnecté de l'alimentation électrique.

**AVERTISSEMENTS
INSTRUCTIONS:**

ET SÉCURITÉ

LORS DE L'UTILISATION D'APPAREILS ÉLECTRIQUES, DES PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ DE BASE DOIVENT TOUJOURS ÊTRE SUIVIES:

- LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION.
- POUR UN USAGE DOMESTIQUE À L'INTÉRIEUR UNIQUEMENT.
- NE PAS UTILISER À L'EXTÉRIEUR OU À DES FINS COMMERCIALES.
- UTILISER UNIQUEMENT AVEC L'ADAPTATEUR SECTEUR/CHARGEUR FOURNI.
- **N'UTILISEZ AUCUN AUTRE ADAPTATEUR SECTEUR/CHARGEUR CAR CELA POURRAIT CAUSER DES DOMMAGES ET ANNULER TOUTE GARANTIE QUE VOUS POURRIEZ AVOIR.**
- AVANT TOUTE UTILISATION, VÉRIFIEZ SOIGNEUSEMENT QU'IL N'Y A PAS DE DÉFAUTS ET N'UTILISEZ PAS L'APPAREIL S'IL PRÉSENTE DES DÉFAUTS. VEILLEZ À NE PAS FAIRE TOMBER L'APPAREIL, CAR LES CHOCS VIOLENTS PEUVENT PROVOQUER DES DOMMAGES INTERNES.
- AVANT DE BRANCHER L'APPAREIL, VÉRIFIEZ QUE LA TENSION INDIQUÉE SUR LE DESSOUS DE L'APPAREIL CORRESPOND À LA TENSION DU RÉSEAU ÉLECTRIQUE DE VOTRE DOMICILE.
- VÉRIFIEZ SOIGNEUSEMENT QUE L'APPAREIL ET LE CÂBLE D'ALIMENTATION NE SONT PAS ENDOMMAGÉS AVANT CHAQUE UTILISATION.
- CET APPAREIL PEUT ÊTRE UTILISÉ PAR DES ENFANTS ÂGÉS DE 8 ANS ET PLUS, AINSI QUE PAR DES PERSONNES DONT LES CAPACITÉS PHYSIQUES, SENSORIELLES OU MENTALES SONT RÉDUITES OU QUI MANQUENT D'EXPÉRIENCE ET DE CONNAISSANCES, À CONDITION QU'ELLES AIENT REÇU UNE SURVEILLANCE OU DES INSTRUCTIONS CONCERNANT L'UTILISATION DE L'APPAREIL EN TOUTE SÉCURITÉ ET QU'ELLES COMPRENNENT LES RISQUES ENCOURUS. LES ENFANTS NE DOIVENT PAS JOUER AVEC L'APPAREIL. LE NETTOYAGE ET L'ENTRETIEN PAR L'UTILISATEUR NE DOIVENT PAS ÊTRE EFFECTUÉS PAR DES ENFANTS SANS SURVEILLANCE.
- LES ENFANTS DE MOINS DE 3 ANS DOIVENT ÊTRE TENUS À L'ÉCART DE L'APPAREIL S'ILS NE SONT PAS SURVEILLÉS EN PERMANENCE.
- **CERTAINES PARTIES DE CE PRODUIT PEUVENT DEVENIR TRÈS CHAUDES ET PROVOQUER DES BRÛLURES. UNE ATTENTION PARTICULIÈRE DOIT ÊTRE ACCORDÉE AUX ENFANTS ET AUX PERSONNES VULNÉRABLES.**
- L'UTILISATION D'ACCESSOIRES OU DE PIÈCES JOINTES NON RECOMMANDÉS PAR COOPERS OF STORTFORD PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES ET INVALIDER TOUTE GARANTIE DONT VOUS BÉNÉFICIEZ.
- NE PAS LAISSER LE CÂBLE D'ALIMENTATION PENDRE SUR LE BORD D'UNE TABLE OU D'UN COMPTOIR, OU TOUCHER DES SURFACES CHAUDES.
- NE PAS PLACER L'APPAREIL SUR OU À PROXIMITÉ D'UNE SOURCE DE CHALEUR.
- UTILISER SUR UNE SURFACE PLANE ET STABLE.
- NE PAS COUVRIR L'APPAREIL DE QUELQUE MANIÈRE QUE CE SOIT LORSQU'IL EST UTILISÉ, CAR CELA POURRAIT PROVOQUER UNE SURCHAUFFE.
- N'UTILISEZ PAS CET APPAREIL POUR UN USAGE AUTRE QUE CELUI POUR LEQUEL IL A ÉTÉ CONÇU.
- ASSUREZ-VOUS QU'IL Y A UNE DISTANCE SUFFISANTE ENTRE L'APPAREIL ET LES AUTRES ÉLÉMENTS DU PLAN DE TRAVAIL OU DU POSTE DE TRAVAIL, OU UNE DISTANCE SUFFISANTE ENTRE L'APPAREIL ET LES LIMITES DE LA ZONE DANS LAQUELLE IL SE TROUVE. IL EST RECOMMANDÉ DE LAISSER UN ESPACE LIBRE D'AU MOINS 10 CM AUTOUR DE TOUTES LES FACES DE L'APPAREIL.
- MAINTENIR L'APPAREIL À UNE DISTANCE D'AU MOINS 1 M DES MATÉRIAUX COMBUSTIBLES TELS QUE MEUBLES, COUSSINS, LITERIE, PAPIER, VÊTEMENTS, Rideaux, ETC.
- POUR ÉVITER TOUT RISQUE D'ÉLECTROCUTION, NE PAS IMMERGER LE CÂBLE D'ALIMENTATION, L'ADAPTATEUR/LE CHARGEUR OU L'APPAREIL DANS L'EAU OU TOUT AUTRE LIQUIDE.
- DÉBRANCHEZ L'APPAREIL LORSQU'IL N'EST PAS UTILISÉ ET AVANT DE LE NETTOYER.
- N'UTILISEZ PAS UN APPAREIL DONT LE CÂBLE D'ALIMENTATION OU L'ADAPTATEUR/LE CHARGEUR EST ENDOMMAGÉ, OU SI L'APPAREIL FONCTIONNE MAL OU A ÉTÉ ENDOMMAGÉ DE QUELQUE MANIÈRE QUE CE SOIT. IL EST RECOMMANDÉ DE NE PAS PLIER LE CÂBLE D'ALIMENTATION, DE NE PAS LE RANGER DANS UNE POSITION TORDUE ET DE VÉRIFIER RÉGULIÈREMENT SON ÉTAT.
- NE PAS LAISSER L'APPAREIL SANS SURVEILLANCE.
- ÉTEIGNEZ TOUJOURS L'APPAREIL APRÈS LA CUISSON OU SI VOUS DEVEZ QUITTER LA PIÈCE.
- L'UTILISATION DE GANTS DE CUISINE EST RECOMMANDÉE LORS DE LA MANIPULATION D'ALIMENTS OU D'APPAREILS CHAUDS.
- LAISSEZ REFROIDIR L'APPAREIL AVANT DE LE TRANSPORTER OU DE LE RANGER.
- TOUTE RÉPARATION DOIT ÊTRE EFFECTUÉE PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ OU UN AGENT DE SERVICE ÉLECTRIQUE.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE

- Toujours éteindre et débrancher l'appareil avant de le nettoyer.
- Ne pas immerger dans l'eau. Risque d'électrocution.
- N'utilisez PAS de produits abrasifs ou d'ustensiles tranchants pour nettoyer cet appareil.
- Essuyez les surfaces avec un chiffon doux et sec.
- Laissez-le sécher complètement avant de l'utiliser à nouveau.
- Conservez l'appareil dans un endroit frais et sec.

PILES

- Tenir les piles hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Installez les piles en respectant les symboles de polarité.
- Ne jetez jamais les piles au feu.
- Mise au rebut des piles Les piles usagées ou périmées doivent être correctement mises au rebut et recyclées conformément aux réglementations locales. Pour obtenir des informations détaillées, contactez les autorités locales.
- Suivez les instructions de sécurité, d'utilisation et de mise au rebut du fabricant de la batterie..

DISPOSITION

- Coopers of Stortford utilise des emballages recyclables ou recyclés dans la mesure du possible.
- Veuillez vous débarrasser de tous les emballages, papiers et cartons conformément aux réglementations locales en matière de recyclage.
- À la fin de la durée de vie du produit, veuillez vous adresser au centre de recyclage des déchets ménagers agréé par votre municipalité.
- Plastiques, sacs en polyéthylène – ils sont fabriqués à partir du plastique recyclable suivant.



Code et symbole	
Type de plastique	Polyéthylène basse densité



- À la fin de la durée de vie du produit, veuillez vérifier auprès de votre centre de recyclage des déchets ménagers agréé par votre mairie pour l'élimination.

CZECH INSTRUCTIONS



Podrobnosti o napájení:

Podrobnosti o napětí: 220-240V~

Podrobnosti o frekvenci: 50Hz-60Hz

Podrobnosti o příkonu: 10W

Příslušenství:

1 * Masér

1 * USB nabíjecí kabel

Než začnete, přečtěte si prosím důkladně tento návod k použití a ujistěte se, že jste obeznámeni s provozem vašeho nového dobíjecího masážního přístroje na kolena



Pozor
Horký povrch

OPATRNOST! VNĚJŠÍ POVRCHY TOHOTO ELEKTRICKÉHO SPOTŘEBIČE SE PŘI BĚŽNÉM POUŽÍVÁNÍ ZAHŘÍVAJÍ. NEŽ SE DOTKNETE VNĚJŠÍCH POVRCHŮ, NECHTE VYCHLADNOUT.

Struktura



Funkce


- | | | |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| ①: Světelný indikátor | ④: Nastavovací tlačítko | ⑦: Napájecí konektor typu C |
| ②: LED světelný dotykový displej | ⑤: Laserový infračervený paprsek | ⑧: Suchý zip |
| ③: Síťová tkanina | ⑥: Vibrační oblast | |


Parametry

- Jmenovité napětí: 3,7 V=
- Kapacita baterie: 3000mAh
- Jmenovitý výkon: 10W
- Vstupní proud: DC5V=2A

Úvodní panel tlačítek

- Dotykový displej s LED světlem, dobře viditelný a snadno ovladatelný
- Ergonomický design, plně zabalený tak, aby se přizpůsobil kolennímu kloubu
- Vestavěná 3 infračervená laserová světla, horký kompres z uhlíkových vláken
- Bzučák upozorňuje na dotyk tlačítka
- Časovač na 10 minut
- Nízký stupeň ohřevu 45 stupňů, vysoký stupeň ohřevu 55 stupňů





1. Nasadíte si výrobek na kolena, připevníte výrobek na kolena pomocí upevňovacího pásu a přitáhněte výrobek ke kolenům k pevnému pásu.

2. Dlouhým stisknutím tlačítka "⏻" zapnete automatický režim (vibrační režim, nízkoenergetické vyhřívání, infračervené záření a laser).

3. Při zapnutí: Po zapnutí se na displeji objeví tlačítko "V", které se zobrazí na displeji:
 Krátkým stisknutím "⌘" nastavíte vibrační režim (automatický-nízký-vysoký-vypnu vibračního cyklu v pořadí...), Světla se zbarví bíle
 Krátkým stisknutím "⌘" nastavíte teplotu ohřevu (nízký-střední-vysoký_zavření cyklu ohřevu v pořadí...), Světla se zbarví bíle
 Krátkým stisknutím "⏻" zapnete a vypnete laser a infračervené záření (zapnutí infračerveného záření-zapnutí laseru-vypnutí infračerveného záření-vypnutí laserového cyklu v pořadí...), Světla se zbarví bíle.


4. Dlouhým stisknutím "⏻" zařízení vypnete.

Dobíjení

1. Před prvním použitím výrobek plně vyměňte a dobíjejte přibližně 3-4 hodiny.

2. Nedoporučuje se úplně vybit baterii

3. když kontrolka baterie bliká, nabíjete ji včas



- Při nabíjení připojte kabel typu C k napájecímu konektoru

Bezpečnostní opatření a údržba -

Selhání při použití	Důvod	Řešení
Výrobek nelze normálně pracovat	Výrobek právě dokončil 10minutovou krát masáž a automaticky přepne na pohotovostního režimu	Stiskněte tlačítko napájení znovu spustit
	Příliš dlouhá doba používání způsobuje přehřátí výrobku a automaticky se vypne napájení	Znovu použijte výrobek po vychladnutí
Výrobek nefunguje nezahřívá	Při použití mimo doporučeného okolního prostředí teplotního rozmezí, se léčebný účinek není zřejmý	Doporučeno pro použití při okolní teplotě 15-34 stupňů Celsia
Výrobek je abnormální zvuk	Tento zvuk je způsoben mechanickou strukturou výrobku	Tento zvuk je normální a neznamena, že by funkce výrobku je nefunguje správně
Zastavení během provozu	Baterie je vybitá	Připojte nabíjení kabel k nabíjení
	Časovaná masáž se automaticky zastaví po 10 minutách	Restartujte

Přepravní prostředí


- Teplota: -20°C - + 50°C
- Relativní vlhkost: 590%
- Atmosférický tlak: 70kPa - 106kPa

Pracovní prostředí

- Teplota: +50°C - +40°C
- Relativní vlhkost: 580%
- Atmosférický tlak: 86kPa -106kPa

Schéma vyjmutí baterie

- 1.Odšroubujte jedenáct šroubů na spodní straně hostitele.
2. Otevřete krycí konstrukci a vyjměte baterii. připevněnou na krytu



- Hlavní jednotka (včetně lithiové baterie) a příslušenství tohoto výrobku dosáhly konce své životnosti. Nevyhazujte je náhodně, jinak vznikne elektronický odpad, který znečistí životní prostředí. Před vyřazením výrobku musí být baterie vyjmuta z výrobku přivýjmutí baterie musí být výrobek odpojen od napájeníbaterie by měla být po vyjmutí bezpečně zlikvidována.

**VAROVÁNÍ A
INSTRUKCE:**

BEZPEČNOST

PŘI POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÝCH SPOTŘEBIČŮ JE TŘEBA VŽDY DODRŽOVAT ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:

- PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY.
- POUZE PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ V INTERIÉRU.
- NEPOUŽÍVEJTE VE VENKOVNÍM PROSTŘEDÍ ANI PRO KOMERČNÍ POUŽITÍ.
- POUŽÍVEJTE POUZE S DODANÝM SÍŤOVÝM ADAPTÉREM/NABÍJEČKOU.
- **NEPOUŽÍVEJTE** ŽÁDNÝ JINÝ SÍŤOVÝ ADAPTÉR/NABÍJEČKU, PROTOŽE BY TO MOHLO ZPŮSOBIT POŠKOZENÍ A ZNEPLATNIT JAKOUKOLI ZÁRUKU, KTEROU MŮŽETE MÍT.
- PŘED POUŽITÍM DŮKLADNĚ ZKONTROLUJTE, ZDA NENÍ POŠKOZENÝ, A V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ ZÁVAD JEJ NEPOUŽÍVEJTE. DBEJTE NA TO, ABYSTE SPOTŘEBIČ NEUPUSTILI, PROTOŽE SILNÉ NÁRAZY MOHOU ZPŮSOBIT VNITŘNÍ POŠKOZENÍ.
- PŘED PŘIPOJENÍM SPOTŘEBIČE ZKONTROLUJTE, ZDA NAPĚTÍ UVEDENÉ NA SPODNÍ STRANĚ SPOTŘEBIČE ODPOVÍDÁ NAPĚTÍ V ELEKTRICKÉ SÍTI VE VAŠÍ DOMÁCNOSTI.
- PŘED KAŽDÝM POUŽITÍM PEČLIVĚ ZKONTROLUJTE, ZDA SPOTŘEBIČ A NAPÁJECÍ KABEL NEJSOU POŠKOZENY.
- TENTO SPOTŘEBIČ MOHOU POUŽÍVAT DĚTI OD 8 LET A STARŠÍ A OSOBY SE SNÍŽENÝMI FYZICKÝMI, SMYSLOVÝMI NEBO DUŠEVNÍMI SCHOPNOSTMI NEBO S NEDOSTATKEM ZKUŠENOSTÍ A ZNALOSTÍ, POKUD JIM BYL POSKYTNUT DOHLED NEBO BYLY POUČENY O POUŽÍVÁNÍ SPOTŘEBIČE BEZPEČNÝM ZPŮSOBEM A ROZUMÍ SOUVISEJÍCÍM NEBEZPEČÍM. DĚTI SI SE SPOTŘEBIČEM NESMÍ HRÁT. ČIŠTĚNÍ A UŽIVATELSKOU ÚDRŽBU NESMÍ PROVÁDĚT DĚTI BEZ DOZORU.
- DĚTI MLADŠÍ 3 LET BY SE NEMĚLY ZDRŽOVAT V BLÍZKOSTI PŘÍSTROJE, POKUD NEJSOU POD NEUSTÁLÝM DOHLEDEM.
- **NĚKTERÉ ČÁSTI TOHOTO PRODUKTU SE MOHOU VELMI ZAHŘÁT A ZPŮSOBIT POPÁLENINY. ZVLÁŠTNÍ POZORNOST JE TŘEBA VĚNOVAT TAM, KDE JSOU PŘÍTOMNY DĚTI A ZRANITELNÉ OSOBY.**
- POUŽITÍ JAKÉHOKOLI PŘÍSLUŠENSTVÍ NEBO NÁSTAVCŮ, KTERÉ NEJSOU DOPORUČENY SPOLEČNOSTÍ COOPERS OF STORTFORD, MŮŽE ZPŮSOBIT ZRANĚNÍ A ZRUŠIT PLATNOST PŘÍPADNÉ ZÁRUKY.
- NENECHÁVEJTE NAPÁJECÍ KABEL VISET PŘES OKRAJ STOLU NEBO PULTU, ANI SE NEDOTÝKEJTE HORKÝCH PLOCH.
- NEUMISŤUJTE JEJ NA ZDROJE TEPLA ANI DO JEJICH BLÍZKOSTI.
- POUŽÍVEJTE NA ROVNÉM, STABILNÍM PLOCHU.
- PŘI POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJ NIJAK NEZAKRÝVEJTE, PROTOŽE BY MOHLO DOJÍT K JEHO PŘEHŘÁTÍ.
- NEPOUŽÍVEJTE TENTO SPOTŘEBIČ K JINÉMU POUŽITÍ, NEŽ PRO KTERÉ JE URČEN.
- ZAJISTĚTE DOSTATEČNOU VZDÁLENOST MEZI TÍMTO SPOTŘEBIČEM A OSTATNÍMI PŘEDMĚTY NA PRACOVNÍ PLOŠE NEBO PRACOVIŠTI NEBO DOSTATEČNOU VZDÁLENOST MEZI SPOTŘEBIČEM A OHRANIČENÝM PROSTOREM, VE KTERÉM JE UMÍSTĚN. DOPORUČUJEME, ABY MINIMÁLNÍ VZDÁLENOST KOLEM VŠECH PLOCH BYLA ALESPŮŇ 10 CM.
- UDRŽUJTE PŘEDMĚT VE VZDÁLENOSTI ALESPŮŇ 1 M OD HOŘLAVÝCH MATERIÁLŮ, JAKO JE NÁBYTEK, POLŠTÁŘE, LŮŽKOVINY, PAPÍR, OBLEČENÍ, ZÁCLONY ATD.
- Z DŮVODU OCHRANY PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM NEPONOŘUJTE NAPÁJECÍ KABEL, SÍŤOVÝ ADAPTÉR/NABÍJEČKU ANI SPOTŘEBIČ DO VODY NEBO JINÉ TEKUTINY.
- POKUD PŘÍSTROJ NEPOUŽÍVÁTE A PŘED ČIŠTĚNÍM JEJ ODPOJTE ZE ZÁSUVKY.
- NEPOUŽÍVEJTE SPOTŘEBIČ S POŠKOZENÝM NAPÁJECÍM KABLEM NEBO SÍŤOVÝM ADAPTÉREM/NABÍJEČKOU NEBO PO PORUŠĚ SPOTŘEBIČE NEBO PO JEHO JAKÉMKOLI POŠKOZENÍ. DOPORUČUJEME, ABY NAPÁJECÍ KABEL NEBYL ZALOMENÝ NEBO ZKROUCENÝ A ABYSTE PRAVIDELNĚ KONTROLOVALI JEHO STAV.
- NENECHÁVEJTE BEZ DOZORU.
- PO VAŘENÍ NEBO V PŘÍPADĚ, ŽE MUSÍTE OPUSTIT MÍSTNOST, JI VŽDY VYPNĚTE.
- PŘI MANIPULACI S HORKÝMI POTRAVINAMI NEBO HORKÝMI SPOTŘEBIČI SE DOPORUČUJE POUŽÍVAT KUCHYŇSKÉ RUKAVICE.
- PŘED PŘENÁŠENÍM NEBO ULOŽENÍM NECHTE VYCHLADNOUT.
- JAKÉKOLI OPRAVY MUSÍ PROVÁDĚT KVALIFIKOVANÝ ELEKTRIKÁŘ NEBO ELEKTROTECHNICKÝ SERVIS.

ZAPOJENÍ ZÁSTRČKY (VELKÁ BRITÁNIE A IRSKO)

Tento spotřebič je dodáván se síťovým adaptérem/nabíječkou se zástrčkovými kolíky BS1363.

NEPOUŽÍVEJTE, pokud zásuvky ve vaší domácnosti nebo kanceláři nejsou vhodné pro kolíky síťového adaptéru/nabíječky tohoto produktu. Pokusy o zasunutí síťového adaptéru/nabíječky do nesprávné zásuvky pravděpodobně způsobí úraz elektrickým proudem nebo poškození.

NEPOUŽÍVEJTE s jiným síťovým transformátorem/nabíječkou než s tou, která je dodávána s tímto výrobkem.

POKYNY PRO PÉČI A ČIŠTĚNÍ

- Před čištěním přístroj vždy vypněte a odpojte ze zásuvky.
- **NEPONOŘUJTE** do vody. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- K čištění tohoto spotřebiče **NEPOUŽÍVEJTE** abrazivní čisticí prostředky ani ostré náčiní.
- Povrchy otírejte měkkým suchým hadříkem.
- Před dalším použitím nechte důkladně vyschnout.
- Spotřebič skladujte na chladném a suchém místě.

BATERIE

- Baterie uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Baterie instalujte v souladu se symboly polarity.
- Nikdy nevhazujte baterie do ohně.
- Likvidace baterií, použité nebo dosloužilé baterie musí být řádně zlikvidovány a recyklovány v souladu s místními předpisy. Podrobné informace získáte na místním úřadě.
- Dodržujte bezpečnostní pokyny, pokyny pro používání a likvidaci baterií vydané výrobcem.

LIKVIDACE

- Společnost Coopers of Stortford používá recyklovatelné nebo recyklované obaly, kde je to možné.
- Veškeré obaly, papír a kartony prosím likvidujte v souladu s předpisy o recyklaci místních úřadů.
- Po skončení životnosti výrobku se prosím informujte o jeho likvidaci v místním recyklačním středisku pro domácí odpad, které je autorizováno místním úřadem.
- Plasty, polyetylenové sáčky – jsou vyrobeny z následujících recyklovatelných plastů.



Kód a symbol	
Druh plastu	Polyetylen s nízkou hustotou



- Na konci životnosti produktu se prosím obraťte na místní autorizované středisko pro recyklaci domovního odpadu.

SLOVAK INSTRUCTIONS



Podrobnosti o napájaní:

Podrobnosti o napätí: 220-240V~

Podrobnosti o frekvencii: 50Hz-60Hz

Podrobnosti o príkone: 10W

Príslušenstvo:

1* Masér

1* USB nabíjací kábel

Pred začatím si pozorne prečítajte tento návod na obsluhu a uistite sa, že ste oboznámení s obsluhou vášho nového nabíjateľného masážneho prístroja na kolená



Upozornenie
Horúci povrch

OPATRNOŠŤ! VONKAJŠIE POVRCHY TOHTO ELEKTRICKÉHO SPOTREBIČA SA PRI BEŽNOM POUŽÍVANÍ ZAHREJÚ. PRED DOTYKOM S VONKAJŠÍMI POVRCHMI NEHAJTE VYCHLADNÚŤ.

Štruktúra



Funkcie

- | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| ①: Svetelný indikátor | ④: Nastavovacie tlačidlo | ⑦: Napájací konektor typu C |
| ②: Dotykový displej s LED svetlom | ⑤: Laserové infračervené žiarenie | ⑧: Suchý zips |
| ③: Sieťová tkanina | ⑥: Vibračná oblasť | |


Parameter


- | | |
|------------------------------|-------------------------|
| • Menovité napätie: 3,7 V = | • Menovitý výkon: 10W |
| • Kapacita batérie: 3000 mAh | • Vstupný prúd: DC5V=2A |

Úvodný panel tlačidiel

- Dotykový displej s LED svetlom, dobre viditeľný a ľahko ovládateľný
- Ergonomický dizajn, úplne zabalený tak, aby sa prispôbil kolennému kĺbu
- Zabudované 3 infračervené laserové svetlá, horúci kompres z uhlíkových vlákien
- Bzučiak upozorňuje na dotyk tlačidla
- Časovač na 10 minút
- Nízkotriedne vyhrievanie 45 stupňov, vysokotriedne vyhrievanie 55 stupňov

Indikátor troch rýchlostí vyhrievania Indikátor vibrácií s tromi rýchlosťami





1. Položte si výrobok na kolená, upevnite výrobky na kolená pomocou upevňovacieho pásu a pritiahnite výrobok ku kolenám v blízkosti pevného pásu.

. Dlhým stlačením tlačidla "⏻" zapnete automatický režim (vibračný režim, nízkoenergetické vyhrievanie, infračervené žiarenie a laser).

3. Po zapnutí:

Krátke stlačenie "⌘" na nastavenie vibračného režimu (automatický-nízko-vysoký-vypnutie vibračného cyklu v poradí...), Svetlá sa zmenia na biele. Krátko stlačenie "⌘" na nastavenie teploty vyhrievania (nízky-stredný-vysoký-zatvorenie vyhrievacieho cyklu v poradí...), Svetlá sa zmenia na biele. Krátko stlačenie "⏻" na zapnutie a vypnutie lasera a infračerveného žiarenia (zapnutie infračerveného žiarenia-zapnutie lasera-vypnutie infračerveného žiarenia-vypnutie laserového cyklu v poradí...), Svetlá sa zmenia na biele.


4. Dlhým stlačením "⏻" zariadenie vypnete

Dobíjanie

1. Pred prvým použitím úplne vymeňte výrobok a čas nabíjania približne 3-4 hodiny.

2. Neodporúča sa úplne vybiť batériu

3. keď kontrolka batérie bliká, včas ju nabíte



- Pri nabíjaní pripojte kábel typu C k napájacímu konektor

Bezpečnostné opatrenia a údržba -

Zlyhanie používania	Príčina	Riešenie
Výrobok nemôže normálne pracovať	Výrobok práve dokončil 10-minútový krát masáž a automaticky prepne na pohotovostný režim	Stlačte tlačidlo napájania znovu spustiť
	Príliš dlhý čas používania spôsobuje prehriatie výrobku a automaticky sa vypne napájan	Opätovne použite výrobok po vychlado
Výrobok nefunguje nezahrieva	Pri používaní mimo odporúčaného okolia rozsahu teplôt, sa liečebný účinok nie je zrejmy	Odporúča sa používať pri pri teplote okolia 15-34 stupňov Celzia
Výrobok je abnormálny zvuk	Tento zvuk je spôsobený mechanickou štruktúrou výrobku	Tento zvuk je normálny a neznamená, že funkcia výrobku je nefunguje správne
Zastavenie počas prevádzky	Batéria je vybitá	Pripojte nabíjanie kábel na nabíjanie
	Casovaná masáž sa automaticky zastaví po 10 minútach	Reštartujte stránku

Prepravné prostredie


- Teplota: -20°C - + 50°C
- Relatívna vlhkosť: ≤90%
- Atmosférický tlak: 70 kPa - 106 kPa

Pracovné prostredie

- Teplota: +50°C - +40°C
- Relatívna vlhkosť: ≤80%
- Atmosférický tlak: 86kPa -106kPa

Schéma odstránenia batérie

- 1.Odskrutkujte jedenásť skrutiek v spodnej časti hostiteľa
2. Otvorte kryciu konštrukciu a vyberte batériu upevnenej na kryte



- Hlavná jednotka (vrátane lítiovej batérie) a príslušenstvo tohto výrobku dosiahli koniec svojej životnosti. Nevyhadzujte ich náhodne, inak vznikne elektronický odpad, ktorý znečistí životné prostredie. Pred vyradením výrobku je potrebné batériu z výrobku vybrať prívýberaní batérie je potrebné výrobok odpojiť od napájania batériu je potrebné po jej vybratí bezpečne zlikvidovať.

VAROVANIA A INŠTRUKCIE:

BEZPEČNOSŤ

PRI POUŽÍVANÍ ELEKTRICKÝCH SPOTREBIČOV BY SA MALI VŽDY DODRŽIAVAŤ ZÁKLADNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA:

- PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY.
- LEN NA DOMÁCE POUŽITIE V INTERIÉRI.
- NEPOUŽÍVAJTE VO VONKAJŠOM PROSTREDÍ ANI NA KOMERČNÉ POUŽITIE.
- POUŽÍVAJTE LEN S DODANÝM SIEŤOVÝM ADAPTÉROM/NABÍJAČKOU.
- **NEPOUŽÍVAJTE** ŽIADNY INÝ SIEŤOVÝ ADAPTÉR/NABÍJAČKU, PRETOŽE TO MÔŽE SPÔSOBIŤ POŠKODENIE A ZRUŠIŤ PLATNOSŤ PRÍPADNEJ ZÁRUKY.
- PRED POUŽITÍM DÔKLADNE SKONTROLUJTE, ČI NIE JE POŠKODENÝ, A V PRÍPADE ZISTENIA NEDOSTATKOV HO NEPOUŽÍVAJTE. DBAJTE NA TO, ABY STE SPOTREBIČ NEUPUSTILI, PRETOŽE SILNÉ NÁRAZY MÔŽU SPÔSOBIŤ VNÚTORNÉ POŠKODENIE.
- PRED PRIPOJENÍM SPOTREBIČA SKONTROLUJTE, ČI JE NAPÄTIE UVEDENÉ NA SPODNEJ STRANE SPOTREBIČA V SÚLADE S NAPÄTÍM ELEKTRICKEJ SIETE VO VAŠEJ DOMÁCNOSTI.
- PRED KAŽDÝM POUŽITÍM SPOTREBIČ A NAPÁJACÍ KÁBEL STAROSTLIVO SKONTROLUJTE, ČI NIE SÚ POŠKODENÉ.
- TENTO SPOTREBIČ MÔŽU POUŽÍVAŤ DETI OD 8 ROKOV A STARŠIE A OSOBY SO ZNÍŽENÝMI FYZICKÝMI, ZMYSLOVÝMI ALEBO DUŠEVNÝMI SCHOPNOSŤAMI ALEBO S NEDOSTATKOM SKÚSENOSTÍ A ZNALOSTÍ, AK BOLI POD DOHLĎADOM ALEBO BOLI POUČENÉ O POUŽÍVANÍ SPOTREBIČA BEZPEČNÝM SPÔSOBOM A ROZUMEJÚ PRÍSLUŠNÝM NEBEZPEČENSTVÁM. DETI SA SO SPOTREBIČOM NESMÚ HRAŤ. ČISTENIE A UŽÍVATEĽSKÚ ÚDRŽBU NESMÚ VYKONÁVAŤ DETI BEZ DOZORU.
- DETI MLADŠIE AKO 3 ROKY BY SA MALI DRŽAŤ MIMO DOSAHU SPOTREBIČA, POKIAĽ NIE SÚ POD STÁLÝM DOHLĎADOM.
- **NIEKTORÉ ČASTI TOHTO PRODUKTU SA MÔŽU VEĽMI ZAHRIAŤ A SPÔSOBIŤ POPÁLENINY. OSOBITNÚ POZORNOSŤ TREBA VENOVAŤ DEŤOM A ZRANITEĽNÝM OSOBÁM.**
- POUŽÍVANIE AKÉHOKOĽVEK PRÍSLUŠENSTVA ALEBO PRÍDAVNÝCH ZARIADENÍ, KTORÉ NEODPORÚČA SPOLOČNOSŤ COOPERS OF STORTFORD, MÔŽE SPÔSOBIŤ ZRANENIA A ZRUŠIŤ PLATNOSŤ AKEJKOĽVEK ZÁRUKY.
- NENECHÁVAJTE NAPÁJACÍ KÁBEL VISIEŤ CEZ OKRAJ STOLA ALEBO PULTU, ANI SA NEDOTÝKAJTE HORÚCICH POVRCHOV.
- NEUMIESTŇUJTE HO NA ZDROJE TEPLA ANI DO ICH BLÍZKOSTI.
- POUŽÍVAJTE NA ROVNOM, STABILNOM POVRCHU.
- POČAS POUŽÍVANIA ZARIADENIE NIJAKO NEZAKRÝVAJTE, PRETOŽE TO MÔŽE SPÔSOBIŤ PREHRIATIE.
- NEPOUŽÍVAJTE TENTO SPOTREBIČ NA INÉ POUŽITIE, NEŽ NA AKÉ JE URČENÝ.
- ZABEZPEČTE DOSTATOČNÚ VZDIALENOSŤ MEDZI TÝMTO SPOTREBIČOM A OSTATNÝMI PREDMETMI NA PRACOVNEJ PLOCHE ALEBO PRACOVISKU ALEBO DOSTATOČNÚ VZDIALENOSŤ MEDZI SPOTREBIČOM A OHRANIČENÝM PRIESTOROM, V KTOROM SA NACHÁDZA. ODPORÚČAME MINIMÁLNY ODSŤUP OKOLO VŠETKÝCH PLÔCH ASPOŇ 10 CM.
- UDRŽUJTE PREDMET VO VZDIALENOSTI NAJMENEJ 1 M OD HORĽAVÝCH MATERIÁLOV, AKO JE NÁBYTOK, VANKÚŠE, POSTEĽNÁ BIELIZEŇ, PAPIER, OBLEČENIE, ZÁCLONY ATĎ.
- NA OCHRANU PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM NEPONÁRAJTE NAPÁJACÍ KÁBEL, SIEŤOVÝ ADAPTÉR/NABÍJAČKU ANI SPOTREBIČ DO VODY ALEBO INEJ TEKUTINY.
- ODPOJTE ZÁSTRČKU ZO ZÁSUVKY, KEĎ SA NEPOUŽÍVA, A PRED ČISTENÍM.
- NEPOUŽÍVAJTE SPOTREBIČ S POŠKODENÝM NAPÁJACÍM KÁBLOM ALEBO SIEŤOVÝM ADAPTÉROM/NABÍJAČKOU ALEBO PO PORUCHE SPOTREBIČA, ALEBO AK BOL SPOTREBIČ AKÝMKOĽVEK SPÔSOBOM POŠKODENÝ. ODPORÚČAME, ABY NAPÁJACÍ KÁBEL NEBOL PREHNUTÝ ALEBO ULOŽENÝ SKRÚTENÝM SPÔSOBOM A ABY STE PRAVIDELNE KONTROLOVALI JEHO STAV.
- NENECHÁVAJTE BEZ DOZORU.
- PO VARENÍ ALEBO AK MUSÍTE OPUSTIŤ MIESTNOSŤ, VŽDY JU VYPNITE.
- PRI MANIPULÁCII S HORÚCIMI POTRAVINAMI ALEBO HORÚCIMI SPOTREBIČMI SA ODPORÚČA POUŽÍVAŤ KUCHYNSKÉ RUKAVICE.
- PRED PRENÁŠANÍM ALEBO ULOŽENÍM DO SKLADU NECHAJTE VYCHLADNÚŤ.
- AKÉKOĽVEK OPRAVY MUSÍ VYKONÁVAŤ KVALIFIKOVANÝ ELEKTRIKÁR ALEBO ELEKTROTECHNICKÝ SERVIS.

ZAPOJENIE ZÁSTRČKOU (SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO A ÍRSKO)

Tento spotrebič sa dodáva so sieťovým adaptérom/nabíjačkou so zástrčkovými kolíkmi BS1363.

NEPOUŽÍVAJTE, ak zásuvky vo vašej domácnosti alebo kancelárii nie sú vhodné pre kolíky sieťového adaptéra/nabíjačky tohto produktu. Pokusy o zasunutie sieťového adaptéra/nabíjačky do nesprávnej zásuvky pravdepodobne spôsobia nebezpečenstvo alebo poškodenie elektrickým prúdom.

NEPOUŽÍVAJTE so žiadnym iným sieťovým transformátorom/nabíjačkou ako tou, ktorá sa dodáva s týmto produktom.

POKYNY NA STAROSTLIVOSŤ A ČISTENIE

- Pred čistením zariadenie vždy vypnite a odpojte zo zásuvky.
- Neponárajte ho do vody. Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
- Na čistenie tohto spotrebiča **NEPOUŽÍVAJTE** abrazívne čistiace prostriedky ani ostré náradie.
- Povrchy utierajte mäkkou suchou handričkou.
- Pred ďalším použitím nechajte dôkladne vyschnúť.
- Spotrebič skladujte na chladnom a suchom mieste.

BATÉRIE

- Batérie uchovávajte mimo dosahu detí a domácich zvierat.
- Batérie inštalujte v súlade so symbolmi polarít.
- Batérie nikdy nevhadzujte do ohňa.
- Likvidácia batérií, použité batérie alebo batérie s uplynutou dobou životnosti musia byť riadne zlikvidované a recyklované v súlade s miestnymi predpismi. Podrobné informácie získate na miestnom úrade.
- Dodržiavajte pokyny výrobcu batérií týkajúce sa bezpečnosti, používania a likvidácie.

LIKVIDÁCIA

- Spoločnosť Coopers of Stortford používa recyklovateľné alebo recyklované obaly, ak je to možné.
- Všetky obaly, papier a kartóny zlikvidujte v súlade s predpismi miestneho úradu o recyklácii.
- Po skončení životnosti výrobku sa informujte o jeho likvidácii v miestnom recyklačnom stredisku pre domový odpad, ktoré je autorizované miestnym úradom.
- Plasty, polybagy – sú vyrobené z nasledovného recyklovateľného plastu.

Kód a symbol	
Typ plastu	Polyetylén s nízkou hustotou



- Na konci životnosti výrobku sa obráťte na miestne autorizované stredisko na recykláciu domového odpadu.

Distributed by / Verteilt durch / Distribué par.

UK:

The Enterprise Department Ltd.
11 Bridge Street, Bishops Stortford
Herts, UK, CM23 2JU

Tel: 0330 331 0300

NI/EU:

D.S.B. LD, 160 Bd. de Fourmies, 59100 Roubaix, France
Tel: (+44) 1279 701269

DE/FR/CZ/SK:

hergestellt für 3Pagen
Sankt-Joeris-Strasse 16-28
53477 Alsdorf
Tel: +49(0)2404/980-204
kontakt@3pagen.de

