

MINI ELECTRIC EMS MASSAGER

Item No: P262/60626

Instructions For Use

v001: 18/09/24

Please read and retain these instructions for future reference



INSTRUCTIONS FOR USE:

Step by Step Instructions & Photos






Voltage	3.7V
How to use	A-F (8 modes) 19 gears
Frequency	1~100HZ
Working hours	15 minutes
Output	35mA maximum
Size	62x62x16
Weight	31
Battery capacity	150mAH

Power Details:


Voltage details: 3.7V

Frequency details: 1Hz-100Hz

Accessories:

<p>EMS Mini Massage 1PC</p> 	<p>Massage Sticker 3PCS</p> 	<p>Charging cable 1PC</p> 
---	---	---

Please read this instruction manual thoroughly before starting and ensure you are familiar with the operation of your new MINI ELECTRIC EMS MASSAGER.



 **Dangerous**

Do not use this product with the following medical electronic instruments. Otherwise, it may cause accidents or malfunction of medical electronic instruments, and bring serious damage to the body.


Note: Take off your socks when using them, put both barefoot on the mat at the same time, and then press the Start button.

 **Dangerous**

Do not use the following personnel. Otherwise, it may cause accidents or skin and body problems.



Pregnant women, women who have just given birth, and all electronic rejection products on patients



Technical parameter

(GB)MINI ELECTRIC EMS MASSAGER

LCD Model (8 modes , 19 levels)

1.8 Modes :

When the machine is switched to level 1-19, it will automatically shut down once every 15 minutes.

2.19 Levels Adjustment :

If it's switched to level 1-19 when the unit is in use, it will automatically switch to level 0 in 5 seconds , and switch off automatically after level 0 in 20 seconds. The right light is one when charging (about 1-2 hours). The red light will be off when it's full.

3.6 Mode

Please set a lower intensity when using it for the first time, and adjust after adapting to the low intensity. These are 6 modes in total.

(GB)How to use:

1. It can be used for about 160 minutes after one hour of charging. The greater the intensity, the greater the power consumption will be. Please note that you cannot use it during charging and can only be used after charging.
2. DO NOT leave your feet otherwise it will automatically shut down. Put your feet up and press the power button. Please be careful not to wear socks and remove the plastic bag. DO NOT leave with one foot otherwise it will automatically shut down. Remember to unplug it after charging, otherwise it won't be able to boot.
3. The button of the main unit is buckled on the mat like a button. Take off your socks and place your feet on the footprint. Press the "+" button to turn on the machine and press twice/intensify "-" button indicates reduced intensity /shutdown indicates switching mode.
4. The stimulation intensity is divided into 19 levels. (Intensity from 0 to 19 levels).
5. When using it for the first time, please set a lower strength to start then after adaption to the low strength, please debug other strengths.
6. As the remaining battery capacity gradually decreases, the current stimulation will also gradually weaken. If you continues to use it, please charge the main unit.

(DE)MINI ELEKTRISCHES EMS-MASSAGER

LCD-Modell (8 Modi, 19 Stufen)

1. 8 Modi:

Wenn die Maschine auf Stufe 1-19 geschaltet wird, schaltet sie sich alle 15 Minuten automatisch ab.

2. 19 Stufenanpassung:

Wenn das Gerät im Betrieb auf Stufe 1-19 umgeschaltet wird, schaltet es automatisch in 5 Sekunden auf Stufe 0 um und schaltet sich nach Stufe 0 in 20 Sekunden automatisch ab. Das richtige Licht leuchtet beim Aufladen auf (ca. 1-2 Stunden). Das rote Licht erlischt, wenn es voll ist.

3. 6 Modus

Bitte stellen Sie bei der ersten Verwendung eine niedrigere Intensität ein und passen Sie diese nach der Anpassung an die niedrige Intensität an. Insgesamt handelt es sich um 6 Modi.

(DE)Anwendung:

1. Nach einer Stunde Ladezeit kann es etwa 160 Minuten lang verwendet werden. Je höher die Intensität, desto höher ist der Stromverbrauch. Bitte beachten Sie, dass Sie es während des Ladevorgangs nicht verwenden können und erst nach dem Ladevorgang verwendet werden können.
2. Lassen Sie Ihre Füße NICHT stehen, sonst schaltet es sich automatisch ab. Legen Sie Ihre Füße hoch und drücken Sie den Einschaltknopf. Bitte achten Sie darauf, keine Socken zu tragen und entfernen Sie die Plastiktüte. Gehen Sie NICHT mit einem Fuß davon, sonst schaltet es sich automatisch ab. Denken Sie daran, nach dem Laden den Netzstecker zu ziehen, da es sonst nicht booten kann.
3. Der Knopf des Hauptgeräts ist wie ein Knopf an der Matte befestigt. Ziehen Sie Ihre Socken aus und stellen Sie Ihre Füße auf die Fußabdruckfläche. Drücken Sie die „+“-Taste, um das Gerät einzuschalten, und drücken Sie zweimal/intensivieren. Die „-“-Taste zeigt reduzierte Intensität an/Ausschalten zeigt den Umschaltmodus an.
4. Die Stimulationsintensität ist in 19 Stufen unterteilt. (Intensität von 0 bis 19 Stufen).
5. Wenn Sie es zum ersten Mal verwenden, stellen Sie bitte zu Beginn eine niedrigere Stärke ein. Nach der Anpassung an die niedrige Stärke debuggen Sie bitte andere Stärken.
6. Da die verbleibende Akkukapazität allmählich abnimmt, wird auch die Stromstimulation allmählich schwächer. Wenn Sie es weiterhin verwenden, laden Sie bitte das Hauptgerät auf.

(FR)MINI MASSEUR ÉLECTRIQUE EMS

Modèle LCD (8 modes, 19 niveaux)

1. 8 modes :

Lorsque la machine passe au niveau 1-19, elle s'éteint automatiquement toutes les 15 minutes.

2. 19 niveaux de réglage :

S'il passe au niveau 1-19 lorsque l'appareil est utilisé, il passera automatiquement au niveau 0 en 5 secondes et s'éteindra automatiquement après le niveau 0 en 20 secondes. La bonne lumière est une lors de la charge (environ 1 à 2 heures). Le voyant rouge s'éteindra lorsqu'il sera plein.

3. 6 modes

Veillez régler une intensité plus faible lors de la première utilisation et ajuster après vous être adapté à la faible intensité. Ce sont 6 modes au total.

(FR)Comment utiliser :

1. Il peut être utilisé pendant environ 160 minutes après une heure de charge. Plus l'intensité est élevée, plus la consommation électrique sera importante. Veuillez noter que vous ne pouvez pas l'utiliser pendant le chargement et qu'il ne peut être utilisé qu'après le chargement.
2. NE laissez PAS vos pieds sinon il s'éteindra automatiquement. Levez les pieds et appuyez sur le bouton d'alimentation. Faites attention à ne pas porter de chaussettes et retirez le sac en plastique. NE partez PAS avec un pied sinon il s'éteindra automatiquement. N'oubliez pas de le débrancher après le chargement, sinon il ne pourra pas démarrer.
3. Le bouton de l'unité principale est bouclé sur le tapis comme un bouton. Enlevez vos chaussettes et placez vos pieds sur l'empreinte. Appuyez sur le bouton «+» pour allumer la machine et appuyez deux fois/intensifier le bouton «-» indique une intensité réduite/l'arrêt indique le mode de commutation.
4. L'intensité de la stimulation est divisée en 19 niveaux. (Intensité de 0 à 19 niveaux).
5. Lorsque vous l'utilisez pour la première fois, veuillez définir une force inférieure pour démarrer, puis après adaptation à la faible résistance, veuillez déboguer d'autres forces.
6. À mesure que la capacité restante de la batterie diminue progressivement, la stimulation actuelle s'affaiblit également progressivement. Si vous continuez à l'utiliser, veuillez charger l'unité principale.

(SK) MINI ELEKTRICKÝ MASÁŽER EMS

LCD model (8 režimov, 19 úrovní)

1. 8 režimov:

Keď sa stroj prepne na úroveň 1-19, automaticky sa vypne každých 15 minút.

2. 19 úprav úrovní:

Ak sa pri používaní jednotky prepne na úroveň 1-19, automaticky sa prepne na úroveň 0 za 5 sekúnd a automaticky sa vypne po úrovni 0 za 20 sekúnd. Správne svetlo je jedno pri nabíjaní (asi 1-2 hodiny). Po naplnení červenej svetlo zhasne.

3. 6 Režim

Pri prvom použití nastavte nižšiu intenzitu a upravte ju po prispôbení nízkej intenzite. Celkovo ide o 6 režimov.

(SK)Ako používať:

1. Po hodine nabíjania je možné ho používať približne 160 minút. Čím väčšia intenzita, tým väčšia bude spotreba energie. Upozorňujeme, že ho nemôžete používať počas nabíjania a možno ho používať až po nabití.
2. NENECHÁVAJTE nohy, inak sa automaticky vypne. Zdvihnite nohy a stlačte tlačidlo napájania. Dávajte pozor, aby ste si neobliekali ponožky a nevyberali plastové vrecko. NEODCHÁDZAJTE s jednou nohou, inak sa automaticky vypne. Po nabití ho nezabudnite odpojiť, inak sa nebude dať zaviesť.
3. Gombík hlavnej jednotky je na podložke pripevnený ako gombík. Vyzujte si ponožky a položte nohy na stopu. Stlačením tlačidla „+“ zapnete stroj a stlačte dvakrát/zintenzívňte tlačidlo „-“ označuje zníženú intenzitu / vypnutie označuje režim prepínania.
4. Intenzita stimulácie je rozdelená do 19 úrovní. (Intenzita od 0 do 19 úrovní).
5. Pri prvom použití nastavte na spustenie nižšiu silu, potom po prispôbení nízkej sile odľadte iné sily.
6. S postupným znižovaním zostávajúcej kapacity batérie bude postupne slabnúť aj súčasná stimulácia. Ak ju budete naďalej používať, nabite hlavnú jednotku.

(PL) MINI ELEKTRYCZNY MASAŻ EMS

Model LCD (8 trybów, 19 poziomów)

1. 8 trybów:

Kiedy maszyna zostanie przełączona na poziom 1-19, będzie się automatycznie wyłączać co 15 minut.

2. Regulacja 19 poziomów:

Jeśli zostanie przełączony na poziom 1-19, gdy urządzenie jest używane, automatycznie przełączy się na poziom 0 w ciągu 5 sekund i wyłączy się automatycznie po poziomie 0 w ciągu 20 sekund. Właściwe światło to jedno podczas ładowania (około 1-2 godzin). Czerwone światło zgaśnie, gdy będzie pełne.

3. 6 Tryb

Przy pierwszym użyciu należy ustawić niższą intensywność i dostosować ją po dostosowaniu się do niskiej intensywności. W sumie jest to 6 trybów.

(PL)Jak używać:

1. Po godzinie ładowania można go używać przez około 160 minut. Im większa intensywność, tym większe będzie zużycie energii. Należy pamiętać, że nie można go używać podczas ładowania i można go używać dopiero po naładowaniu.
2. NIE odchodź od stóp, w przeciwnym razie urządzenie wyłączy się automatycznie. Podnieś stopy i naciśnij przycisk zasilania. Należy uważać, aby nie założyć skarpetek i zdjąć plastikową torebkę. NIE wychodź z jedną nogą, w przeciwnym razie urządzenie wyłączy się automatycznie. Pamiętaj, aby odłączyć go po naładowaniu, w przeciwnym razie nie będzie można go uruchomić.
3. Przycisk jednostki głównej zapina się na macie podobnie jak guzik. Zdejmij skarpetki i połóż stopy na odcisku stopy. Naciśnij przycisk „+”, aby włączyć urządzenie i naciśnij dwukrotnie/zwiększ intensywność. Przycisk „-” oznacza zmniejszoną intensywność / wyłączenie oznacza tryb przełączania.

4. Intensywność stymulacji podzielona jest na 19 poziomów. (Intensywność od 0 do 19 poziomów).
5. Używając go po raz pierwszy, należy ustawić niższą moc na początek, a następnie po dostosowaniu się do niskiej siły, należy debugować inne mocne strony.
6. W miarę stopniowego zmniejszania się pozostałej pojemności baterii, stymulacja prądu również będzie stopniowo słabnąć. Jeśli będziesz go nadal używać, naładuj jednostkę główną.

(CZ) MINI ELEKTRICKÝ EMS MASÁŽER

LCD model (8 režimů, 19 úrovní)

1. 8 režimů:

Když je stroj přepnut na úroveň 1-19, automaticky se vypne každých 15 minut.

2. Nastavení 19 úrovní:

Pokud se při používání jednotky přepne na úroveň 1-19, automaticky se přepne na úroveň 0 za 5 sekund a automaticky se vypne po úrovni 0 za 20 sekund. Správné světlo je jedno při nabíjení (asi 1-2 hodiny). Když je plná, červená kontrolka zhasne.

3. 6 Režim

Při prvním použití nastavte nižší intenzitu a upravte až po přizpůsobení nízké intenzitě. Jedná se celkem o 6 režimů.

(CZ) Jak používat:

1. Po hodině nabíjení může být používán asi 160 minut. Čím větší intenzita, tím větší bude spotřeba energie. Upozorňujeme, že jej nelze používat během nabíjení a lze jej používat pouze po nabití.
2. NENECHÁVEJTE nohy, jinak se automaticky vypne. Zvedněte nohy a stiskněte tlačítko napájení. Dávejte pozor, abyste nenosili ponožky a sejměte plastový sáček. NEODCHÁZEJTE s jednou nohou, jinak se automaticky vypne. Nezapomeňte jej po nabití odpojit, jinak nebude možné spustit.
3. Tlačítko hlavní jednotky je na podložce připevněno jako knoflík. Sundejte si ponožky a položte nohy na stopu. Stiskněte tlačítko „+“ pro zapnutí stroje a stiskněte dvakrát/zesílít. Tlačítko „-“ znamená sníženou intenzitu / vypnutí indikuje režim přepínání.
4. Intenzita stimulace je rozdělena do 19 úrovní. (Intenzita od 0 do 19 úrovní).
5. Při prvním použití nastavte nižší sílu pro spuštění a po adaptaci na nízkou sílu prosím odladte ostatní síly.
6. S postupným snižováním zbývajících kapacity baterie bude postupně slábnout i proudová stimulace. Pokud jej budete nadále používat, nabijte prosím hlavní jednotku.

(NL) MINI ELEKTRISCHE EMS-MASSAGER

LCD-model (8 modi, 19 niveaus)

1. 8 modi:

Wanneer de machine naar niveau 1-19 wordt geschakeld, wordt deze elke 15 minuten automatisch uitgeschakeld.

2. 19 niveausaanpassing:

Als het wordt overgeschakeld naar niveau 1-19 wanneer het apparaat in gebruik is, schakelt het automatisch over naar niveau 0 in 5 seconden en schakelt het automatisch uit na niveau 0 in 20 seconden. Het juiste lampje is er één tijdens het opladen (ongeveer 1-2 uur). Het rode lampje gaat uit als deze vol is.

3. 6 Modus

Stel een lagere intensiteit in wanneer u deze voor de eerste keer gebruikt, en pas deze aan nadat u zich aan de lage intensiteit heeft aangepast.

Dit zijn in totaal 6 modi.

(NL) Hoe te gebruiken:

1. Na een uur opladen kan hij ongeveer 160 minuten worden gebruikt. Hoe groter de intensiteit, hoe groter het stroomverbruik zal zijn. Houd er rekening mee dat je hem tijdens het opladen niet kunt gebruiken en pas na het opladen kunt gebruiken.
2. Ga NIET van uw voeten staan, anders wordt deze automatisch uitgeschakeld. Zet uw voeten omhoog en druk op de aan/uit-knop. Zorg ervoor dat u geen sokken draagt en verwijder de plastic zak. Ga NIET met één voet weg, anders wordt deze automatisch uitgeschakeld. Vergeet niet om hem na het opladen los te koppelen, anders kan hij niet opstarten.
3. De knop van de hoofdeenheid zit als een knop op de mat vastgegespt. Trek uw sokken uit en plaats uw voeten op de voetafdruk. Druk op de „+“ knop om de machine in te schakelen en druk tweemaal/intensivering „-“ knop geeft verminderde intensiteit aan /uitschakeling geeft de schakelmodus aan.
4. De stimulatie-intensiteit is verdeeld in 19 niveaus. (Intensiteit van 0 tot 19 niveaus).
5. Als u het voor de eerste keer gebruikt, stel dan een lagere sterkte in om te starten en debug vervolgens andere sterke punten na aanpassing aan de lage sterkte.
6. Naarmate de resterende batterijcapaciteit geleidelijk afneemt, zal de huidige stimulatie ook geleidelijk zwakker worden. Als u het apparaat blijft gebruiken, laad dan het hoofdapparaat op.

(ES) MINI MASAJEADOR EMS ELÉCTRICO

Modelo LCD (8 modos, 19 niveles)

1. 8 modos:

Cuando la máquina cambia al nivel 1-19, se apagará automáticamente una vez cada 15 minutos.

2. Ajuste de 19 niveles:

Si se cambia al nivel 1-19 cuando la unidad está en uso, cambiará automáticamente al nivel 0 en 5 segundos y se apagará automáticamente después del nivel 0 en 20 segundos. La luz correcta es la que se enciende durante la carga (alrededor de 1-2 horas). La luz roja se apagará cuando esté llena.

3. 6 Modo

Configure una intensidad más baja cuando lo use por primera vez y ajústela después de adaptarse a la intensidad baja. Estos son 6 modos en total.

(ES) Cómo utilizar:

1. Se puede utilizar durante unos 160 minutos después de una hora de carga. Cuanto mayor sea la intensidad, mayor será el consumo de energía. Tenga en cuenta que no puede usarlo durante la carga y solo puede usarlo después de la carga.

2. NO dejes tus pies, de lo contrario se apagará automáticamente. Levanta los pies y presiona el botón de encendido. Tenga cuidado de no usar calcetines y retire la bolsa de plástico. NO lo dejes con un pie, de lo contrario se apagará automáticamente. Recuerde desconectarlo después de cargarlo; de lo contrario, no podrá iniciarse.
3. El botón de la unidad principal está abrochado al tapete como un botón. Quítate los calcetines y coloca los pies sobre la huella. Presione el botón “+” para encender la máquina y presione dos veces/intensificar. El botón “-” indica intensidad reducida/apagado indica modo de conmutación.
4. La intensidad de la estimulación se divide en 19 niveles. (Intensidad de 0 a 19 niveles).
5. Cuando lo use por primera vez, establezca una intensidad más baja para comenzar y luego, después de adaptarlo a la intensidad baja, depure otras intensidades.
6. A medida que la capacidad restante de la batería disminuye gradualmente, la estimulación actual también se debilitará gradualmente. Si continúa usándolo, cargue la unidad principal.

Debugging

Conditions	Possible reasons	Solutions
Fail to connect power	The main unit battery is exhausted	Please charge the host computer
	Used in low or high temperature environment	It is recommended to use the ambient temperature at (15~35°C)
No electrical stimulation	The power is not connected	Short press the on or off button until the LED1 light is on
Current stimulation is too weak	Setting the intensity is low	Press harder to improve intensity
Current stimulation is too strong	Setting the intensity is too high	The compression is weakened and the intensity is reduced
Current stimulation is suddenly interrupted	The remaining power of the host battery is exhausted	Please charge the host computer

DISPOSAL

- Coopers of Stortford use recyclable or recycled packaging where possible.
- Please dispose of all packaging, paper, cartons in accordance with your local authority recycling regulations.
- At the end of the product’s lifespan please check with your local council authorised household waste recycling centre for disposal.
- Plastics, polybags – this is made from the following recyclable plastic.



Distributed by / Verteilt durch / Distribué par.
UK:

The Enterprise Department Ltd.
11 Bridge Street, Bishops Stortford
Herts, UK, CM23 2JU
Tel: 0330 331 0300



NI/EU:
D.S.B. LD, 160 Bd. de Fourmies, 59100 Roubaix, France
Tel: (+44) 1279 701269

DE/FR/CZ/SK:
hergestellt für 3Pagen
Sankt-Joeris-Strasse 16-28
53477 Alsdorf
Tel: +49(0)2404/980-204
kontakt@3pagen.de